

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ
імені С.З.Гжицького**

**Кафедра технології м'яса, м'ясних та
олійно-жирових виробів**

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ**
з дисципліни
Хімія ліпідів та їх похідних для студентів
факультету харчових технологій
за спеціальністю 7.091.705
„Технологія жирів і жирозамінників”

УДК 577.115:665.1

ББК 28.072:35.782

Методичні рекомендації розробили:

Кравців Р.Й. – доктор біологічних наук, професор, академік УЛАН;

Ощипок І.М. – доктор технічних наук, професор;

Паска М.З. – кандидат ветеринарних наук, доцент;

Галух Б.І. – асистент.

Кравців Р.Й., Ощипок І.М., Паска М.З., Галух Б.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Хімія ліпідів та їх похідних” для студентів факультету харчових технологій за спеціальністю 7.091.705 „Технологія жирів і жирозамінників”. – Львів, 2009. – 68 с.

Рецензент: доктор біологічних наук, професор, директор НДІ біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин, професор кафедри органічної та неорганічної хімії Калачнюк Григорій Іванович

Рекомендовано до друку методичною комісією факультету харчових технологій, протокол № 8 від 10 вересня 2009

Навчально-методичне видання:

© Кравців Р.Й. 2009

© Ощипок І.М. 2009

© Паска М.З. 2009

© Галух Б.І. 2009

ВСТУП

Хімічні перетворення жирів мають суттєвий вплив на технологію їх переробки з отриманням модифікованих жирів, гліцерину, жирних кислот і мила.

В умовах сучасного олійно-жирового виробництва, яке виробляє широкий асортимент рослинних оліїв та жирів, особливо важливим чинником є ефективна організація контрольних операцій, що забезпечують стабільність складу і властивостей основних видів продукції і як результат – стабільність основних операцій в комплексних технологіях галузі.

Вирішення цього завдання можливе за рахунок застосування сучасних і традиційних методів та методик визначення основних показників, включених в стандарти, що діють на рослинні олії і жири, а також продукти їх переробки, які дозволяють забезпечити достатню вірогідність результатів аналізу.

Крім того, в умовах дії законів України "Про захист прав споживачів" і "Про сертифікацію продукції і послуг" велике значення надається проведенню експертизи вітчизняних та імпортних олійно-жирових продуктів на предмет їх ідентифікації з метою підтвердження відповідності встановленим вимогам і попередження надходження на ринок країни фальсифікованих продуктів.

У зв'язку з цим необхідна підготовка інженерно-технічних працівників, здатних кваліфіковано виконувати свої обов'язки в сферах господарської діяльності різних підприємств, організацій і дослідних лабораторій, які спеціалізуються з виробництва та переробки олійно-жирових продуктів.

Метою методичної розробки по хімії ліпідів є закріплення студентами теоретичних знань, що отримуються ними при вивченні теоретичного матеріалу з курсу "Хімія ліпідів та їх похідних", включеного в цикл дисциплін за напрямом підготовки фахівців факультету харчових технологій, спеціальності 7.091705 "Технологія жирів і жирозамінників"

Методичні вказівки написані на основі діючої програми курсу "Хімія ліпідів та їх похідних".

При підготовці даного видання враховані сучасні вимоги до методів аналізу, досліджень і контролю, а також використані результати досліджень, які дозволяють на практиці вивчити склад і властивості основних компонентів олій та жирів, а також хімічні реакції жирних кислот, гліцерину і ацилгліцеринів, супутні основним технологічним процесам олійно-жирового виробництва.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконуючи лабораторні роботи з аналізу і досліджень в галузі хімії і технології жирів, важливим є оволодіння технікою їх виконання. Знання техніки виконання лабораторних робіт базується на теоретичних основах хімії, фізики, суміжних з ними науках і передбачає дотримання інструкції техніки безпеки.

При роботі в лабораторії хімії жирів студенти повинні знати і виконувати всі правила з техніки безпеки, дотримуватись чистоти, бути уважними і точно виконувати досліди.

Студенти отримують дозвіл до лабораторних робіт після проходження інструктажу і навчання з правил техніки безпеки, в тому числі і протипожежної безпеки, які проводить викладач.

Інструктаж передбачає демонстрацію безпечних навиків роботи з лабораторною технікою і обережності з небезпечними та лікідними речовинами, а також відзначаються основні засоби захисту, що є в лабораторії, і правила їх застосування.

Перед початком кожного досліду студент повинен уважно вивчити техніку виконання роботи і проводити її строго відповідно до опису. Зміни в ході лабораторного експерименту можливі тільки після узгодження з викладачем. При виникненні будь-яких відхищень в ході експерименту необхідно припинити роботу і звернутися за допомогою до викладача.

При формуванні комплектів хімічних реагентів необхідно стежити за маркуванням і наявністю етикеток з пазвою речовин на всіх склянках, банках і на будь-якому іншому посуді для зберігання цих речовин. Забороняється застосовувати для експерименту брудний посуд.

Працюючи з різними хімічними речовинами, не допускати, щоб вони потрапляли на шкіру, не торкатись руками лица і очей, після закінчення експерименту необхідно ретельно вимити руки.

В основному слід працювати стоячи, сидячи дозволяється виконувати роботи, які не пов'язані з небезпекою займання, вибуху і розбризкування рідин. Категорично забороняється працювати в лабораторії одному.

Досліди, пов'язані з виділенням летких речовин, випаровуванням і кип'ятінням розчинів, що містять аміак, оцтову кислоту і ін., а також з

використанням розчинників (діетиловий і петролейний ефір, хлороформ, льодяна оцтова кислота), слід проводити тільки у витяжних шафах.

З метою ефективнішої дії вентиляції у витяжній шафі потрібно підняти дверці шафи на 1/3...1/4 її підйому. Після закінчення роботи дверці шафи необхідно щільно прикрити.

При відборі проб концентрованих або розбавлених кислот і гідроксидів, а також інших отруйних рідин слід користуватися спеціальними піпетками або гумовою грушкою, що запобігають попаданню цих речовин в рот.

При перенесенні гарячих стаканів і колб, тиглів треба підкласти під дно азbestову підкладку і тримати їх далеко від себе. Тиглі слід притримувати щипцями.

Робота з легкозаймистими речовинами вимагає особливої уваги і не допускає наявності поряд включених електронагрівальних пристрій, і тим більше вогню. Нагрівання таких речовин можливе тільки на водяній або піщаній бані в колбі, оснащений водяним холодильником.

При перегонці рідин потрібно стежити за установкою і станом холодильника, регулюючи подачу охолоджуючої води, і не залишати установку без спостереження навіть на короткий час.

Екстракцію органічними розчинниками необхідно проводити тільки у витяжній шафі при строгому контролі за температурою.

Відходи, що утворюються при лабораторних роботах: кислі води, кислоти, водні розчини, гідроксиди і тому подібне можна зливати в каналізацію тільки після їх нейтралізації.

Категорично забороняється виливати в каналізацію відходи гарячих органічних розчинників, їх треба зливати в призначенні для цієї мети склянки з відповідними етикетками.

Лабораторне устаткування, а також нагрівальні пристрії студенти можуть вмикати і вимикати тільки з дозволу викладача або лаборанта, а при роботі пристрій не залишати їх без спостереження.

Після закінчення роботи в лабораторії потрібно ретельно промити використаний посуд, прибрати робоче місце, вимити руки з мильом, закрити крані, що подають воду, вимкнути подачу електроенергії на пристрії і освітлення.

При проведенні дослідів, що представляють небезпеку самозагорання і вибуху, необхідно виконувати наступні залибіжні засоби: одягати захисні

окуляри, сітчастий шолом або маску з органічного скла, захищати робоче місце товстостінними скляними екранами.

При роботі зі скляним хімічним посудом необхідно дотримуватися правил обережності щоб уникнути поранення осколками скла.

У разі займання горючих рідин або інших речовин слід навколо вимкнути електронагрівальні прилади, відставити посудини від вогненебезпечними рідинами в безпечне місце і прийняти заходи для гасіння пожежі.

Рідини, що горять, треба накрити азбестовим покривалом, а потім, якщо це необхідно, засипати піском. У інших випадках (за винятком займання лужних металів) потрібно користуватися вогнегасником. При виникненні пожежі потрібно повідомити в пожежну охорону за телефоном 101.

При загорянні одягу гасити полум'я необхідно обгортанням азбестовим покривалом,войлоком, пальто і так далі. Вогнегасники в цьому випадку застосовувати не можна.

При спалахуванні електричних проводів слід знести сумігти лінію, вимкнувши рубильник, і прийняти заходи з гасіння пожежі наявними засобами: піском, азбестовим покривалом, вогнегасником.

У разі спалаху у витяжній шафі негайно вимкнути вентиляційні пристрої і приступити до пожежогасіння наявними засобами.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУПУТНИХ ЛІПІДІВ

У складі олії та жирів містяться не тільки ацилгліцерини, але і різноманітні супутні ліпіди. Кількість і склад їх в оліях непостійні і залежать від природи та якості початкової олійної сировини, а також умов отримання олії.

Властивості жирів і можливість їх використання для харчових або технічних цілей в основному визначаються складом ацилгліцеринів, проте суттєвий вплив також має і склад супутніх ліпідів. Одні з них підвищують харчову цінність жирів, а інші, будучи токсичними, роблять їх непридатними для харчування.

Для отримання повної уяви про природу жиру недостатньо знати тільки склад ацилгліцеринів, слід вивчити і склад супутніх ліпідів, до яких відносяться вільні жирні кислоти, фосфоліпіди, стероли, речовини, які обумовлюють забарвлення жирів, речовини, які беруть участь у формуванні смаку і запаху жирів, ліповітаміни, воски, гліколіпіди і ін. Вміст деяких з цих речовин регламентується стандартами, тому знання методів визначення цих важливих показників є необхідними.

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ФОСФОЛІПІДІВ У ОЛІЯХ

Лабораторна робота №1

МЕТОДИ ПРЕПАРАТИВНОГО ВИДІЛЕННЯ

ФОСФОЛІПІДІВ З ОЛІЇ

Мета роботи: Визначити вміст фосфоліпідів методом пробної гідратації з утворенням осаду і подальшому відділенні фосфоліпідної емульсії від гідратованої олії методом центрифугування або відстоювання. Оволодіти методикою виділення нейтральних ліпідів з фосфоліпідного концентрату ацетоновим методом і методом діалізу.

Загальні положення. Речовини, що містять фосфор, становлять найбільшу поширену та цінну групу речовин супутніх ацилгліцеринам. Фосфоромісні речовини, що входять до складу олійного насіння, поділяють на сполуки ліпідного та неліпідного характеру. Фосфоліпіди є найбільш важливими представниками сполук ліпідного характеру, що входять до складу рослинних та тваринних тканин. У олійному насінні фосфоліпіди локалізовані переважно у нежировій частині у вільному та зв'язаному з білками та вуглеводнями стані. окремі представники фосфоліпідів та їх суміш знаходять у жирах у невеликій кількості.

Нижеслідущі вміст фосфоліпідов у деяких оліях (%) становить:

- соїнникової	0,52 - 1,15
- сосни	1,07 - 3,9
- білоніжки	1,06 - 1,84
- ярина	0,9 - 1,8

Залежно від природи і якості пшениці, способу і режиму одержання олії ступінь вилучення фосфоліпідів може становити від 70 до 90 % від вмісту у ядрі олійного насіння.

Для практичних цілей фосфоліпіди поділяють на групи, щелено від складу спирту, який етерифіковано фосфорною кислотою: гліцерофосфоліпіди та сфінгозинфосфоліпіди.

В промисловості найбільш широко використовується метод виділення фосфоліпідів з нерафінованої олії, який полягає в обробці його пшеничною кількістю води з подальшим відстоюванням або центрифугуванням для відокремлення фосфоліпідної емульсії. Отримана таким чином фосфоліпідна емульсія містить значну кількість води і нейтральних ліпідів (ацилгліцеринів).

З метою проведення пробної гідратації і вивчення їх складу отриманої фосфоліпідні емульсії необхідно висушити, а потім видалити нейтральні ліпіди, тобто знежирити.

Таким чином, робота включає два етапи:

- виділення фосфоліпідів з олії у вигляді фосфоліпідної емульсії та її сушіння з отриманням фосфоліпідного концентрату;
- видалення нейтральних ліпідів з висушеного фосфоліпідного концентрату.

1.1 Виділення фосфоліпідів з олії.

Суть методу. Метод ґрунтуються на обробці олії оптимальною кількістю води (гідратації) і подальшому відокремленні фосфоліпідної емульсії, що утворилася, від гідратованої олії методом центрифугування або відстоюванням.

Прилади: ваги лабораторні 3-го класу точності, які забезпечують точність зважування до 0,001 г; лабораторна мішалка; центрифуга ($83...117 \text{ с}^{-1}$); баня водяна і вакуумна сушильна шафа.

Хімічний посуд: центрифужна пробірка місткістю 200...250 cm^3 , крапельна лунка і скляна бокса місткістю 50...100 cm^3 .

Хід роботи: В центрифужну пробірку відважують на лабораторних

вагах 50...100г нерафінованої олії, поміщають у водяну баню, занурюють мішалку в пробірку так, щоб вона на 1см не доходила до дна і нагрівають до 55...60 °C при постійному перемішуванні.

До нагрітої олії з крапельної лунки поволі по краплях додають 2...4 % води від маси олії, нагрітої до цієї ж температури. Після закінчення додавання води продовжують перемішування протягом 5 хв, потім зменшують частоту обертання мішалки і ще перемішують 15 хв до утворення пластівців фосфоліпідної емульсії, що добре відділяються від олії та осідають. Потім отриману суміш переливають в центрифужну пробірку і при частоті обертання 85...90 с⁻¹ центрифугують протягом 5 хв.

Після центрифугування обережно зливають олію, а фосфоліпідну емульсію переносять в широку скляну блюксу і сушать під вакуумом при температурі 50...70 °C до постійної маси. Висушенну пробу фосфоліпідного концентрату зберігають в темній склянці під вакуумом.

1.2 Видалення нейтральних ліпідів з фосфоліпідного концентрату

Для видалення нейтральних ліпідів з фосфоліпідного концентрату можна користуватися ацетоновим методом або методом діалізу.

1.2.1 Ацетоновий метод

Суть методу. Видалення нейтральних ліпідів ґрунтується на кристалізації в ацетоні фосфоліпідного концентрату. Кристалізації піддають розчин досліджуваної пробы в петролейному ефірі, осад, що виділився, фільтрують при 5°C.

Прилади: лабораторні ваги 4-го класу точності; механічний зтрушувач; водяна баня; лабораторна вакуум-перегонна установка.

Реактиви: зневоднений петролейний ефір; ацетон.

Хімічний посуд: ділильна лунка місткістю 250 см³, колба з притертим корком місткістю 250 см³, мірний циліндр місткістю 50 см³.

Хід роботи. Пробу фосфоліпідного концентрату масою близько 1г, зважену на лабораторних вагах, розчиняють в 30...50 см³ зневодненого петролейного ефіру і фільтрують через паперовий фільтр, який промивають 2 рази петролейним ефіром, беручи кожен раз по 5 см³.

Ефірний розчин переносять в ділильну лунку, з якої поволі спускають в конічну колбу, де знаходиться 60...80 см³ ацетону. Колбу, закривши корком, енергійно струшують на механічному зтрушувачі або інтенсивно перемішують протягом 1год, потім поміщають в холодильник і витримують при температурі 5 °C протягом 72 год. Для виділення фосфоліпідів необхідні

низькі температури, оскільки частина їх, особливо фосфатидні кислоти, можуть розчинятися в ацетоні. Осад, який винав у вигляді світлих пластівців, фільтрують при 5 °C, промивають холодним ацетоном до повного знежирення, про що суть за відсутністю жирної плями на фільтрувальному папері. Пробу концентрують, відганяючи розчинник на водяній бані під вакуумом, і використовують для подальшого дослідження.

1.2.2 Метод діалізу

Загальні положення. Діалізом називають метод фракціонування суміші речовин, який ґрунтуються на вибірковій дифузії деяких речовин суміші через мембрани з концентрованого розчину в розчин нижчої концентрації. Мембрани пропускають через свої пори молекули менших розмірів і затримують більші. Рушійною силою процесу є нерівність концентрацій з обох сторін мембрани. Основними вимогами до діалізаторів, є велика питома поверхня мембрани і безперервна заміна міцели чистим розчинником з метою скорочення часу діалізу.

В якості діалізаційних мембран використовують гумові соски, заздалегідь знежирені в апараті Сокслета постійно лістилювим і петролейним ефіром протягом 72 год, або целофан різної щільності.

Суть методу. Видалення нейтральних ліпідів і виділення фосфоліпідів з рослинних олій ґрунтуються на здатності молекул фосфоліпідів утворювати в неполярних розчинниках асоціати і міцелі різних порядків. Розміри асоціатів і міцел залежать від природи фосфоліпідів, використованого розчинника та інших факторів. Із збільшенням полярності ліпідів зростає ступінь їх асоціації і міцелоутворення в неполярних розчинниках.

Міцелами є крупні агломерати, які не проходять через мембрани, в той час, як ацилгліцерин і інші супутні їм ліпіди переходят в діалізат.

Розміри асоціатів і міцел істотно залежать від природи та кількості використованого розчинника. Для виділення фосфоліпідів кращим є петролейний ефір з температурою кипіння 60...65 °C.

Діаліз проводять в безперервному потоці на лабораторному обладнанні (рис. 1).

Прилади: лабораторне обладнання для діалізу; лабораторні ваги 3...4-го класу точності; терmostат.

Реактиви: гексан.

Хімічний посуд: скляний бюкс місткістю 50...100 см³, мірний циліндр

місткістю 20 см³.

Хід роботи. Висушену пробу фосфоліпідного концентрату в кількості 0,3...0,5 г розчиняють в 1...3 см³ гексану. Потім 3...4 см³ приготованого розчину фосфоліпідного концентрату в гексані поміщають в діалізаційний мішок 6, який закріплюють на втулці 4. Через втулку в мішок вводять мішалку 5 і поміщають в діалізатор 2, заповнений гексаном в такій кількості, щоб мішок був занурений в розчинник на ½ своєї висоти. У сорочку діалізатора подають воду температурою 30...35 °C, включають мішалку з частотою




Рис. 1. Лабораторне обладнання для діалізу:

1 - електродвигун; 2 - діалізатор; 3 - лунка; 4 - втулка; 5 - мішалка; 6 - діалізаційний мішок; 7 - приймальна ємкість

обертання 0,33 с⁻¹. Через 3 год після початку діалізу в діалізатор починають подавати з лунки 3 свіжий розчинник із швидкістю 1...2 см³/хв, відводячи таку ж кількість діалізату в приймальну колбу 7.

Лабораторна робота №2 ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ФОСФОЛІПІДІВ У ОЛІЯХ ЕКСПРЕС-МЕТОДОМ

Мета роботи: Визначити масову частку фосфоліпідів в оліях експрес-методом, який базується на вимірюванні міжфазного натягу на сталагрометрі шляхом визначення об'єму крапель води, що витискаються на межі

досліджуваних зразків олії при постійній концентрації вільних жирних кислот і температурі. Знаючи залежність міжфазного натягу від концентрації гідрофільних фосфоліпідів, знаходять вміст гідрофільних фосфоліпідів у досліджуваній олії.

Загальні поняття. Як фізична характеристика для визначення масової частки гідрофільних фосфоліпідів вибрана величина міжфазного поверхневого натягу досліджуваного зразка на межі розділу фаз «олія – дистильована вода».

Міжфазний натяг є термодинамічною характеристикою поверхні розділу фаз і визначається як робота зворотного ізотермічного утворення одиниці площини поверхні розділу фаз. Міжфазний натяг рідини на межі з іншими фазами розглядають також як силу, що діє на одиницю довжини контуру поверхні і прагнучу скривити поверхню до мінімуму при даному співвідношенні об'ємів фаз.

Міжфазний натяг рідини тотожний її питомій вільній поверхневій енергії. Тенденція системи до зменшення вільної енергії приводить до того, що за відсутності зовнішніх силових дій рідина набуває форми кулі.

Із зростанням температури і тиску міжфазний натяг зменшується. Міжфазний натяг можна визначити розрахунковим шляхом і експериментально (наприклад, методами зважування крапель і капілярного підняття).

При розчиненні досліджуваних зразків олії з різним вмістом гідратованих фосфоліпідів, в ретельно відрафінованих оліях або вуглеводневих розчинниках у співвідношенні (1 : 5)...(1 : 9) при постійному вмісті вільних жирних кислот в олії і постійній температурі залежність міжфазного натягу від концентрації гідрофільних речовин виражається лінійним рівнянням:

$$\sigma_1 = \sigma_0 - K \cdot C, \quad (1)$$

де: σ_1 – міжфазний натяг сумісії олії з невідомим вмістом фосфоліпідів при постійній концентрації вільних жирних кислот; σ_0 – міжфазний натяг чистого розчинника при постійній концентрації вільних жирних кислот (відрізок, що відсікається похилою прямою на осі ординат); К – $c \lg \alpha$ (де α – кут між віссю ординат і похилою прямою); С – концентрація фосфоліпідів в досліджуваному зразку, %.

Принцип експрес-методу. Визначення базується на вимірюванні міжфазного натягу на сталагмометрі шляхом визначення об'єму крапель води, що витискаються на межі досліджуваних зразків олії при постійній концентрації вільних жирних кислот і температурі.

Прилади: сталагмометр – прилад для вимірювання міжфазного натягу, і термостат.

Хід роботи: Для визначення міжфазного натягу використовують установку, показану на рис. 2

Прилад складається з скляної термостатної лунки 1, яка з'єднана з крапельницею 2 для підтримки постійної концентрації супутніх речовин, мікрометра 3, що приводиться в рух за допомогою двигуна (швидкість обертання $0,03\ldots1,0 \text{ c}^{-1}$, забезпечує формування крапель води в межах 5...12 хв), змінних дисків 4 для регулювання швидкості формування крапель (одна поділка мікрометра від 5 до 20 с), шприца 5 об'ємом 1 см^3 і капіляра 6, виготовленого із скла або металу з покриттям торцевої поверхні такими металами, як нікель, срібло, кадмій або титан. Для створення жорсткості між валом двигуна і змінними дисками закріплюється пружина 7, а для виключення можливості самовільного переміщення поршня шприца до верхнього кінця його також прикріплена пружина 8.




Рис. 2. Модернізований сталагмометр:

1 - термостатна лунка; 2 - крапельниця; 3 - мікрометр; 4 - вал двигуна; 5 - шприц; 6 - капіляр; 7,8 - пружини жорсткості; 9 - корпус сталагрометра; 10 - переливна трубка; 11 - змінні диски; 12 - фотодіодний лічильник валу.

Визначеню передує підготовка модельного зразка, яка здійснюється таким чином: до 5 см^3 досліджуваної олії доливають 45 см^3 дезодорованої олії і нагрівають до температури 60°C .

Приготовлений модельний зразок заливають в скляну термостатну лунку, прикріплюють шприц і капіляр і, жорстко закріпивши змінний диск, починають обертання мікрометра.

Спостерігаючи формування крапель води в шарі модельного зразка, замірюють міжфазний натяг чистого розчинника, виражений в поділках мікрометра (N_{cp}) у момент відриву краплі.

Використовуючи калібрувальну залежність міжфазного натягу (визначеного при 60°C) від концентрації гідрофільних фосфоліпідів, знаходять вміст гідрофільних фосфоліпідів в досліджуваній олії (рис. 3)



Рис. 3. Калібрувальна залежність

Лабораторна робота № 3 ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ФОСФОРОВМІСНИХ РЕЧОВИН В ОЛІЯХ

Мета роботи: Вивчення і оволодіння методикою оперативного контролю масової частки фосфоліпідів в оліях за допомогою вагового (арбітражного), об'ємного чи прискореного методів.

Загальні положення. Фосфоліпіди можуть знаходитися як у вільному, так і в зв'язаному з вуглеводами і білками станах. Кількість фосфоліпідів в рослинних оліях коливається в широких межах залежно від вмісту їх у насінні, а також від способів і технологічних режимів одержання олії та ступеня її очищення.

Вміст фосфоліпідів в оліях регламентується стандартами.

Кількість фосфоліпідів в оліях визначають шляхом умовного перерахунку знайденої кількості фосфору на індивідуальний фосфоліпід, найчастіше на стеароолеолецитин, і виражають у відсотках стеароолеолецитину або просто у відсотках. В деяких випадках вміст фосфоліпідів виражаютъ у відсотках P_2O_5 .

Для визначення фосфору в даний час застосовують хімічні і колориметричні методи. Суть методів полягає в тому, що досліджувану пробу спалюють: у методі мокрого спалювання як окиснювач використовують суміш концентрованих азотної і сірчаної кислот, а в методі сухого спалювання - порошкоподібний оксид магнію (MgO). При цьому утворюються вуглекислота і вода, а фосфор утворює фосфорні кислоти або їх солі.

Отриману в результаті спалювання фосфорну кислоту осаджують у присутності азотнокислого амонію NH_4NO_3 і азотної кислоти HNO_3 надлишком молібденовокислого амонію $(NH_4)_2MoO_4$ у вигляді жовтого осаду фосфорномолібденовокислого амонію $(NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3 \cdot 2HNO_3 \cdot H_2O$.

Для оперативного контролю масової частки фосфоліпідів в оліях розроблені прискорені методи. Суть одного з них полягає в екстракції фосфоліпідів оцтовою кислотою з подальшим кількісним визначенням колориметруванням.

1.1 Ваговий метод (арбітражний)

Принцип методу. Визначення базується на висушуванні і зважуванні осаду фосфорномолібденовокислого амонію.

Приготування розчину молібденовокислого амонію. 50 г сірчанокислого амонію розчиняють в 450 см³ концентрованої азотної кислоти; окремо розчиняють 150 г молібденовокислого амонію в 400 см³ гарячої води, охолоджують і вливають цей розчин при перемішуванні в розчин сірчанокислого амонію в концентрованій азотній кислоті. Додають

води до 1 дм³ і витримують в темноті протягом 48 год. Потім розчин фільтрують і зберігають в склянці з темного скла.

Прилади: ваги лабораторні 3-го класу точності (забезпечують точність зважування до 0,001 г); вакуум-насос; електроплитка; муфель; сушильна шафа з терморегулятором.

Реактиви: оксид магнію; кислота азотна; кислота сірчана; 2%-ний розчин азотокислого амонію; ацетон; 96%-ний етанол; ефір діетиловий; розчин молібденовокислого амонію.

Хімічний посуд: фарфоровий тигель № 3; хімічний стакан місткістю 200 см³; тигель з пористою пластинкою № 4.

Хід роботи. На вагах відважують у фарфоровий тигель 2,0...2,5 г досліджуваної олії, додають точно 2,5 г оксиду магнію (MgO) і нагрівають до повного обвуглювання на електроплитці. Потім вміст тигля прожарюють в муфелі при 800...850°C протягом 1 год.

Після охолоджування тигля, осад кількісно переносять в хімічний стакан місткістю 200 см³, доливають обережно по стінках 10 см³ дистильованої води. Осад, що залишився в тиглі, змочують декількома краплями дистильованої води, доливають туди ж 15 см³ суміші азотної і сірчаної кислот, отриманої змішуванням 1 дм³ азотної кислоти з 30 см³ концентрованої сірчаної кислоти, перемішуючи паличкою. Розчиняють осад при слабкому нагріванні і зливають в стакан. Тигель змивають двічі сумішшю кислот в кількості 10 см³ при слабкому нагріванні, збираючи промивну рідину в той самий стакан. Стакан з розчином нагрівають до кипіння на електроплиті, потім знімають з плити і доливають 50 см³ розчину молібденовокислого амонію $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$, перемішують, обертаючи стакан, і залишають рідину на 1...2 год для формування жовтого осаду солі $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3 \cdot 2\text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Потім вміст стакана лекантирують через тигель з пористою пластинкою №4, промиваючи і змиваючи осад із стакана невеликими порціями 2 %-ного розчину азотокислого амонію.

Осад на фільтрі промивають 2 рази ацетоном по 10...15 см³ або послідовно 2 рази спиртом по 10...15 см³ і 2 рази діетиловим ефіром в тій самій кількості. Після цього залишок рідини відсмоктують за допомогою вакуум-насоса, тигель зовні ретельно витирають і потім висушують в сушильній шафі при 100...105 °C до постійної маси. Перше зважування проводять через 1 год, подальші – через 15 хв.

Рекомендується висушування проводити під вакуумом.

За постійну приймають масу, яка після 15-хвилинного сушіння відрізняється від попередньої не більше ніж на 0,001 г.

Масову частку $P_2O_5 (X_1) \%$ розраховують за формулою:

$$X_1 = \frac{a \cdot 0,03515 \cdot 100}{m}, \quad (2)$$

Масову частку фосфоліпідів $(X_2) \%$ в умовному перерахунку на стеароолеолецитин розраховують за формулою:

$$X_2 = \frac{a \cdot 36,5235}{m}, \quad (3)$$

де: a – маса висушеного осаду, г; m – маса досліджуваної олії, г; 0,03515 – коефіцієнт перерахунку маси солі $(NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3 \cdot 2HNO_3 \cdot H_2O$ на P_2O_5 ; 36,5235 – коефіцієнт перерахунку маси солі $(NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3 \cdot 2HNO_3 \cdot H_2O$ на стеароолеолецитин.

Допустимі розходження між двома паралельними визначеннями не повинні перевищувати 0,05% при масовій частці фосфоліпідів в олії менше 1% і 0,1% – при масовій частці фосфоліпідів понад 1 %.

Об'ємний метод

Принцип методу. Метод ґрунтуються на розчиненні фосфоромолібденового амонію в певній кількості лугу, надлишок якого відтитровують соляною кислотою.

Реактиви: оксид магнію; азотна кислота; сірчана кислота; розчин молібденовокислого амонію; азотистий калій, 1 %-ний водний розчин; індикаторний папір конго; розчин гідроксиду натрію або калію концентрацією 0,001 моль/дм³; фенолфталейн, 1%-ний спиртовий розчин; соляна кислота, водний розчин концентрацією 0,001 моль/дм³.

Хімічний посуд: фарфоровий тигель №3, хімічний стакан місткістю 200 см³, бюретка місткістю 25 см³.

Хід роботи. На лабораторних вагах зважують у фарфоровий тигель 4...5 г досліджуваної олії, додають 4...5 г оксиду магнію і нагрівають до повного обвуглення на електроплитці, потім вміст тигля прожарюють в муфелі при 800...850°C протягом 1 год.

Розчинення і перенесення в стакан зольного залишку проводять як і у ваговому методі. Вміст стакана нагрівають до кипіння, охолоджують до 45 °C, доливають 60...70 см³ розчину молібденовокислого амонію $(NH_4)_2MoO_4$ і, перемішавши вміст обертанням стакана, залишають рідину на 1...2 год для

формування осаду.

Після осадження осаду, декантують прозору рідину через беззольний фільтр (якщо осад ироходить через нього, то застосовують подвійний фільтр), промивають осад в стакані і на фільтрі двічі водним розчином азотної кислоти при сивівідношенні 1 : 100, беручи по 5 см³, потім розчином азотнокислого калію (KNO₃), до тих пір, поки індикаторний папір конго, змочений фільтратом, не перестане змінювати забарвлення.

Промитий осад разом з фільтром переносять в стакан, в якому проводилося осадження, доливають до осаду 50 см³ дистильованої води, що не містить вуглевислого газу, і з бюретки 25 см³ 0,001 моль/дм³ розчину гідроксиду натрію або калію. Вміст стакана добре перемішують скляною паличкою до повного розчинення жовтого осаду.

1.2 Визначення масової частки фосфоліпідів в оліях прискореним методом

Причина методу. Визначення базується на процесі екстракції фосфоліпідів з рослинних олій льодяною оцтовою кислотою і подальшому кількісному визначенні за допомогою колориметрування.

Масу наважки досліджуваної олії в грамах визначають залежно від її вигляду:

- нерафінована 1,0
- гідратована 2,0
- рафінована 2,5

Прилади: ваги лабораторні 2-го і 4-го класів точності; електроплитка побутова; водяна баня; центрифуга лабораторна; фотоелектроколориметр ФЕК-56М, ФЕК-60; спектроколориметр СФ-26М або аналогічні прилади, що забезпечують проведення вимірювання в інтервалі від 600 до 800 нм.

Реактиви: кислота оцтова; амоній молібденовокислий; олово двохлористе; кислота сірчана густиною 1,830...1,835 г/см³; кислота соляна концентрована; етанол; хлороформ.

Хімічний посуд: колби з шліфом місткістю 150 см³; пробірки з шліфом місткістю 10 см³; стаканчики з шліфом місткістю 5 см³; піпетки місткістю 0,1; 1,0; 5,0; 10,0 і 20,0 см³.

Хід роботи. Для приготування хромогенного реагенту готують розчини 1, 2 і 3.

Розчин 1. Наважку молібденовокислого амонію 1,6 г розчиняють в 12

см³ гарячої дистильованої води.

Розчин 2. Зважують 0,1 г хлориду олова, додають 8,0 см³ розчину 1, від 3 до 5 крапель концентрованої соляної кислоти і струшують протягом 30 хвилин.

Розчин 3. 20 см³ концентрованої сірчаної кислоти обережно додають до тих, що залишилися 4 см³ розчину 1 і змішують з розчином 2. Далі до 2,5 см³ розчину 3 додають 4,5 см³ етанолу і 2,0 см³ дистильованої води. Отриманий реагент може бути використаний протягом 3 міс. Зберігати слід в темному прохолодному місці.

Перед проведенням аналізу пробу досліджуваної олії добре перемішують, нагрівають до 70...75 °C і фільтрують при цій же температурі.

Наважку олії поміщають в стаканчик з шліфом, додають 1 см³ оцтової кислоти і енергійно струшують протягом 1 хв. Вміст переносять в центрифужну пробірку і центрифугують протягом 1 хвилини при швидкості обертання 41,6 с⁻¹.

Підготовку до колориметричного визначення проводять таким чином. 0,1 см³ екстракту оцової кислоти поміщають в пробірку з шліфом і корком. Пробірку приєднують до вакууму і поміщають у водяну баню з температурою 30 °C на 1...2 хв. Потім додають 0,4 см³ хлороформу і 0,7 см³ реагенту. Пробірку закривають корком і поміщають в киплячу водяну баню на 1 хв, потім охолоджують при кімнатній температурі, додають 5 см³ хлороформу і нижній шар (шар хлороформу) відбирають для спектрометричного аналізу.

Вимірюють оптичну густину аналізованих розчинів щодо чистого хлороформу при довжині хвилі 750 нм. Товщину кювети підбирають так, щоб значення оптичної щільності знаходилося в інтервалі від 0,1 до 0,8.

Масову частку фосфоліпідів $X, \%$ визначають за формулою:

$$X = b \cdot c \cdot 100 \cdot 25,44 / a \cdot d, \quad (4)$$

де: a – об'єм екстракту оцової кислоти, см³; c – об'єм оцової кислоти, см³; d – маса наважки олії, мкт; b – масова частка фосфору, визначеного за градуювальним графіком, мкг/г; 25,44 – коефіцієнт перерахунку фосфору на стеароолеолецитин.

Розбіжність між паралельними визначеннями не повинна перевищувати 10%.

Для побудови калібрувального графіка використовують олії з відомою масовою часткою фосфоліпідів, визначених фотометричним методом.

Використовують не менше 5 зразків з масовою часткою фосфоліпідів від 0,1 до 1,5% – для соняшникової і від 0,1 до 3,5 % – для соєвої олії. Будують калібрувальний графік в координатах: вісь ординат – оптична густина, вісь абсцис – масова частка фосфору, мкг/г.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОСКІВ І ВОСКОПОДІБНИХ РЕЧОВИН

Лабораторна робота № 4

ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ВОСКІВ І ВОСКОПОДІБНИХ РЕЧОВИН

Мета роботи: Визначити масову частку восків і воскоподібних речовин, використовуючи метод кристалізації із гексанового розчину.

Загальні положення. Воски – це суміші складних ефірів насыщених вищих аліфатичних спиртів і вищих жирних кислот. В основному це тверді пружні пластичні речовини з високою температурою плавлення, важкорозчинні в багатьох розчинниках. Розчинення їх відбувається при підвищенні температури вище 35 °С. При високих температурах отримання олії воски переходят в олію, а при зниженні температури кристалізуються і, завдяки близькій з триацилгліциеринами густині, довгий час знаходяться в зависому стані, знижуючи прозорість олії. Це погіршує товарний вигляд готової продукції.

Воски не розчиняються у воді, а через їх досить товсті шари не проникає навіть пара. Завдяки цьому воски локалізуються на поверхні окремих часток рослин і цим захищають їх від втрати вологи та механічних пошкоджень. Ці властивості восків використовують у різних галузях промисловості.

За походженням воски поділяють на тваринні, рослинні та викопні.

Тваринні воски: бджолиний, який виділяють воскові залози бджіл, вовняний, що нагромаджується у відносно великій кількості у вовні овець, спермацетова олія та спермацет, які видобувають з жиру, що міститься у порожнинах черепної коробки та у туші кашалота.

Рослинні воски: карпатський віск, який видобувають з листя бразильської пальми *Copernicia cerifera*, канделільський та ін.

Воски, що видобувають з корисних копалин: монтанний віск, який видобувають з бурого вугілля. Склад монтанного, гірського воску досить складний. Основними є три компоненти: власне віск, монтанова (гірська смола) та монтанові асфальтоподібні речовини.

Метод кристалізації із спиртового розчину

Принцип методу. Визначення базується на здатності восків і воскоподібних речовин кристалізуватися з олії при відносно низьких плюсовоих температурах (0...5 °C). З метою підвищення ступеня чистоти виділених восків і воскоподібних речовин передбачається попереднє видалення нейтральних ліпідів з воскового осаду петролейним ефіром, подальше розчинення осаду в етиловому спирті і кристалізація восків та воскоподібних речовин із спиртового розчину.

Прилади: ваги лабораторні 3-го і 4-го класу, які забезпечують точність зважування до 0,001 г; холодильник-термостат; сушильна шафа з терморегулятором.

Реактиви: етанол; петролейний ефір.

Хід роботи: хімічний стакан місткістю 250 см³, тигель з пористою пластинкою № 1 або 2, колба місткістю 250 см³.

Техніка виконання. У хімічний стакан місткістю 250 см³ відважують на вагах 4-го класу точності 200 г олії і витримують її в холодильнику при 0 °C протягом 16 год.

Осад, що утворився, фільтрують при цій же температурі через складчастий паперовий фільтр і разом з ним переносять в паперовий патрон, який поміщають в екстрактор б лабораторне обладнання для виділення восків і воскоподібних речовин (рис. 4). До екстрактора приєднують холодильник 5. У сорочку 4 екстрактора б і в холодильник 5 подають воду температурою 1...3 °C, потім приєднують приймальну колбу 1. У екстрактор б наливають необхідну кількість петролейного ефіру і екстрагують до знежирення осаду.

Кінець екстракції встановлюють за відсутністю олії в розчиннику. Для цього краплю розчинника наносять на предметне скло. Якщо після випаровування на склі не залишається слідів олії, екстракція вважається закінченою.

Після закінчення екстрагування, відкривши кран 2, з екстрактора б зливають розчинник, що залишився, в приймальну колбу 1 і від'єднують її від апарату.

Для остаточного видалення залишку розчинника в сорочку 4 екстрактора б замість холодної води подають гарячу. Потім приєднують до екстрактора нову приймальну колбу і заповнюють його етанолом. Подачу гарячої води в сорочку екстрактора під час заповнення його спиртом тимчасово припиняють. При температурі кипіння спирту відбувається розчинення восків і воскоподібних речовин, їх розчин через сифон 3 виво-




Рис. 4. Лабораторне обладнання для визначення вмісту восків і воскоподібних речовин

дять з екстрактора і збирають в колбу. Після повного виділення воску, яке перевіряють наявенням краплі спирту на предметне скло (після охолоджування крапля спирту повинна бути прозорою), відкривають кран 2 і весь спирт з екстрактора б зливають в приймальну колбу.

Для кристалізації восків і воскоподібних речовин із спиртового розчину приймальну колбу поміщають на 16 год в холодильник при 0 °C.

Осад, що утворився, фільтрують через зважений тигель з пористою пластинкою і вкладеним в нього паперовим фільтром. Осад три рази промивають чистим етанолом, охолодженим до 0 °C, і висушують до постійної маси при температурі 75 °C.

Вміст восків і воскоподібних речовин X , % обчислюють за формулою:

$$X = \frac{a \cdot 100}{m}, \quad (5)$$

де: a – маса осаду восків і воскоподібних речовин, виділених із спиртової міцели, г; m – маса наважки досліджуваної олії, г.

Метод кристалізації з гексанового розчину

Принцип методу. Особливістю методу є розчинення восків і воскоподібних речовин в гексані і їх кристалізація з гексанового розчину.

Прилади: ваги лабораторні 2-го і 4-го класу точності; центрифуга лабораторна; апарат Сокслета; холодильник.

Реактиви: гексан.

Хімічний посуд: конічна колба місткістю 250 см³, циліндр вимірювальний місткістю 200 см³.

Хід роботи. На лабораторних вагах в колбу місткістю 250 см³ відважують 50 г досліджуваної олії і поміщають в холодильник, де витримують при температурі 0 °C протягом 16 год. Осад фільтрують при тій самій температурі через складчастий паперовий фільтр. Для звільнення від нежирових домішок фільтр з осадом поміщають в паперовий патрон і екстрагують гексаном в апараті Сокслета до повного знежирення. Об'єм отриманої міцели доводять гексаном до 150 см³ і виморожують в холодильнику при 0 °C протягом 16 год. Випавший осад відокремлюють центрифугуванням протягом 20 хв при 0 °C і частоті обертання 83,3 с⁻¹. Потім осад тричі промивають холодним гексаном, відокремлюючи кожного разу розчинник центрифугуванням за тих самих умов.

Осад в центрифужній пробірці висушують при 75 °C під вакуумом до постійної маси.

Масову частку восків і воскоподібних речовин розраховують в % за формулою:

$$X = \frac{a \cdot 100}{m}, \quad (6)$$

де: a – маса осаду, виділеного з гексанової міцели, г; m – маса наважки досліджуваної олії, г.

Лабораторна робота № 5

ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ВОСКІВ І ВОСКОПОДІБНИХ РЕЧОВИН ПРИСКОРЕНИМ МЕТОДОМ

Мета роботи: Оволодіти методикою визначення масової частки восків і воскоподібних речовин в олії прискореним методом з використанням модифікованого апарату Сокслета.

Принцип методу. Визначення засноване на використанні селективних розчинників або їх сумішей. За допомогою розчинників виділяють воскову фракцію, з якої потім гарячим етиловим спиртом екстрагують воски і воскоподібні речовини.

Розчинність восків і воскоподібних речовин в різних розчинниках показана в табл.1.

Прилади: ваги лабораторні 4-го класу точності; модифікований апарат Сокслета; електрична плитка; ЛАТР; сушильна шафа з терморегулятором; холодильник-термостат; водяний холодильник; центрифуга.

Реактиви: етиловий спирт; гексан; етилформіат.

Хімічний посуд: хімічний стакан місткістю 250 см³, колба з притертим корком місткістю 250 см³, мірний циліндр місткістю 100 см³, хімічна лунка, центрифужна пробірка.

Таблиця 1

Розчинність воску і воскоподібних речовин в органічних розчинниках

Розчинник	Температура кипіння розчинника, °C	Розчинність восків і воскоподібних речовин, %, при температурі:	
		кипіння розчинника	0°C
Діетиловий ефір	34,5	69,7	1,4
Петролейний ефір	42	82,7	0,72
Гексан	68,7	92,9	0,05
Хлороформ	61,0	98,1	97,3
Бензол	78,5...80,5	99,6	98,0
Ксилол	136...145	99,8 (100 °C)	99,1
Етиловий спирт	78,0	99,3	0,05
Етилацетат	77,1	93,5	0,02
Етилформіат	54,3	90,5	0,01

Аналіз таблиці 1 показує, що розчинність восків і воскоподібних речовин при температурі кипіння розчинника достатньо висока практично у всіх розчинниках. При температурі 0°C дуже низький ступінь розчинення восків і воскоподібних речовин характерний для етилацетату, етилформіату, гексану і етилового спирту. Ці властивості можна ефективно використовувати для фракціонування окремих супутніх до ацилгліцеринів ліпідів, зокрема восків і воскоподібних речовин.

Для визначення восків і воскоподібних речовин в рослинних оліях найдоцільніше застосовувати такі розчинники, як етилацетат, етилформіат,

гексан і етиловий спирт, при температурах, що не перевищують 0°C. Проте, враховуючи той факт, що етиловий спирт погано розчиняє ацилгліцерини, а розчинність восків і воскоподібних речовин у ньому при кипінні висока, його доцільно використовувати на етапі перекристалізації.

Хід роботи: Наважку олії масою 30 г розчиняють у співвідношенні 1 : 3 в суміші розчинників гексан – етилформіат (3:1), витримують 2 год при температурі -3...-5°C. Виморожений осад фільтрують через паперовий фільтр повільної фільтрації для тонкодисперсних осадів, потім осад поміщають в сухий патрон, заздалегідь промитий гарячим етиловим спиртом. Патрон поміщають в модифікований апарат Сокслета з ізольованими стінками і підігріваючим пристроєм (лабораторне обладнання для визначення восків і воскоподібних речовин представлене на рис. 5), заливають в апарат холодну (блізько 5 °C) суміш розчинників: гексану і етилформіату у співвідношенні 3 : 1 і витримують протягом 15 хв для знежирення осаду. Процедуру повторюють 2...3 рази, перевіряючи наявність олії шляхом нанесення останніх крапельок розчинника на фільтрувальний папір. Потім апарат заповнюють етиловим спиртом, доводять його до кипіння за допомогою підігріваючого пристрою, підключають водяній холодильник для конденсації парів стилового спирту, а також зважену колбу.




Рис. 5. Лабораторне обладнання для визначення восків і воскоподібних речовин в оліях:
1 - модифікований апарат Сокслета; 2 - холодильник; 3 - колба; 4 - електрична плитка;

5 - ЛАТР; 6 - ізоляція; 7 - підігрівальний елемент

При переливанні гарячого етилового спирту з апарату в колбу нагрівання стінок апарату припиняють до заповнення його розчинником.

Екстракцію проводять до повної витяжки восків і воскоподібних речовин. Етиловий спирт з колби відганяють, доводять її вміст до постійної маси в сушильній шафі при 70 °C.

Вміст восків і воскоподібних речовин в олії В %, розраховують за формулою:

$$B = \frac{M_{\text{нв}} - M_k}{M} \cdot 100, \quad (7)$$

де: $M_{\text{нв}}$ – маса колби з восками і воскоподібними речовинами, г; M_k – маса порожньої колби, г; $M_{\text{нв}}$ – маса наважки досліджуваної олії, г.

У зв'язку з високою селективністю витяжки восків і воскоподібних речовин з олій сумішшю розчинників гексан – етилформіат у співвідношенні 3:1, для відділення і знежирення воскового осаду використовують лабораторну центрифугу, потім кількісно переносять вміст центрифужної пробірки у зважену колбу з піліфом, випаровують розчинник і доводять вміст колби до постійної маси в сушильній шафі.

Лабораторна робота № 6

ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ НЕОМИЛЕНИХ ЛІПІДІВ

Мета роботи: оволодіти технікою визначення масової частки неомилених ліпідів, а також навчитись відділяти їх (неомилені ліпіди) петролейним або дієтиловим ефіром після омилення жиру спиртовими розчинами гідроксиду калію.

Загальні положення. До неомилених ліпідів відноситься група речовин, які відділяються петролейним або дієтиловим ефіром після омилення жиру спиртовими розчинами гідроксиду калію. Вони не випаровуються під час сушіння і не розчиняються у воді.

До таких сполук належать стерини, вуглеводні, деякі пігменти (хлорофіл, госипол і ін.), токофероли, вищі одноатомні спирти і воскові ефіри, а також інші специфічні речовини, що зумовлюють характерний смак, запах і колір жиру.

Вміст неомилених ліпідів коливається від десятих доль відсотка до декількох відсотків.


Принцип методу. Визначення базується на омиленні жиру і подальшому виділенні з омиленої маси, або з водноспиртового розчину мила петролейним, або дієтиловим ефіром неомилених ліпідів.

При аналізі рослинних олій і тваринних жирів з невеликим вмістом неомилених ліпідів використовують петролейний ефір, а для олій з великим вмістом неомилених ліпідів і для жирів морських тварин та риб – дієтиловий, оскільки частина неомилених ліпідів, що міститься в них, погано розчиняється в петролейному ефірі.

При використанні петролейного ефіру можливі два варіанти – перший для оперативного контролю (екстрагування неомилених ліпідів здійснюють 3 рази), другий – для дослідної роботи, оскільки дас вірогідніші результати за рахунок шестикратної екстракції.

Досить важливим у методі визначення неомилених ліпідів є те, що екстракцію їх проводять з водно-спиртового розчину мила. При достатній кількості спирту гідроліз мила не спостерігається або відбувається лише в незначному ступені, а утворення емульсії, і піни пригнічується.

Якщо мило піддаватиметься гідролізу, то утворені за рівнянням реакції:



жирні кислоти виділяються петролейним або дієтиловим ефіром разом з неомиленими ліпідами, що завищило б результат аналізу.

Нижче приводиться опис методу визначення неомилюваних ліпідів із використанням петролейного ефіру для оперативного контролю.

Прилади: ваги лабораторні 3-го класу або інші, забезпечують точність зважування до 0,001 г; водяна баня; сушильна шафа з терморегулятором.

Реактиви: гідроксид калію, спиртовий розчин концентрацією 2 моль/дм³; етанол, водний розчин концентрацією 50 %; ефір петролейний; етанол 96%-ний; етанол, водний розчин 50%-ної концентрації, що містить гідроксид калію; фенолфталейн, 1%-ний спиртовий розчин; гідроксид калію, спиртовий розчин концентрацією 0,02 моль/дм³; гідроксид калію, водний розчин 3...5%-ної концентрації.

Хімічний посуд: колба з повітряним холодильником місткістю 250 см³; ділильна лійка місткістю 500 см³; мікробюретка місткістю 2 см³ з ціною поділки 0,01 см³; циліндр вимірювальний місткістю 50 см³; пробірки; ексикатор.

Хід роботи. На лабораторних вагах в колбу зважують близько 5 г досліджуваної олії, додають 50 см³ спиртового розчину гідроксиду калію приєднують повітряний холодильник і омилюють при кип'ятінні на водяній

бані протягом 1 год, періодично перемішуючи вміст колби.

Вміст колби після закінчення омилення повинен бути однорідним ірозорим розчином. Потім додають 50 см³ води і, якщо вміст помутніє, кип'ятять ще 30 хв. Охолоджений мильний розчин змивають в ділільну лійку 50 %-ним розчином спирту, перемішують і проводять триразову витяжку неомилених ліпідів в ділільний лійці петролейном ефіром, для чого його беруть кожного разу по 50 см³, обережно струшуючи протягом 1 хв. Якщо після струшування утворюється емульсія, то її руйнують, поволі доливаючи по стінці лунки невелику кількість 96 %-ного спирту (5...10 см³) або 2...3 краплі 3...5 % -го гідроксиду калію.

З'єднані ефірні витяжки промивають спочатку 50 %-ним водним розчином спирту, що містить гідроксид калію для видалення присутніх жирних кислот, а потім кілька разів 50 %-ним водним розчином спирту для видалення залишків мила, беручи кожного разу по 25 см³ розчину.

Промивання ефірних витяжок водним розчином спирту, що не містить гідроксиду калію, продовжують до тих пір, поки не перестане давати забарвлення фенолфталеїн в промивній рідині, розбавленій 2...3 об'ємами води.

Промигі ефірні витяжки переносять в заздалегідь висушену зважену конічну колбу. Розчинник відганяють, залишок, що складається з неомилених ліпідів, висушують в терmostаті при 80 °C до постійної маси. Перше зважування проводять через 1 год, подальші через 15 хв.

За постійну приймають масу, яка після 15-хвилинного сушіння відрізняється від попередньої не більше, ніж на 0,001 г.

Вміст неомилених ліпідів X у відсотках обчислюють за формулою:

$$X = a \cdot 100 / m, \quad (8)$$

де: a – маса залишку в колбі після висушування, г; m – маса наважки початкової олії, г.

Допустимі розбіжності між двома паралельними визначеннями не повинні перевищувати 0,2%.

Якщо в процесі промивання ефірних витяжок спиртовим розчином, що містить гідроксид калію, матиме місце неповне видалення вільних жирних кислот, то останні підвищують отриманий результат. Для уточнення вмісту неомилених ліпідів, присутніх в олії, об'єм висушеного залишку доводять до

25 см³ теплим (температура 50°C), заздалегідь нейтралізованим 96 %-ним спиртом і титрують з мікробюретки розчином гідроксиду калію концентрацією 0,02 моль/дм³ в присутності фенолфталеїну.

Вміст неомилених ліпідів, в олії X_1 у відсотках розраховують за формулою:

$$X_1 = X - b \cdot 0,00564 \cdot K \cdot 100 / m, \quad (9)$$

де: b – об'єм розчину гідроксиду калію концентрацією 0,02 моль/дм³, який пішов на титрування, см³; 0,00564 – кількість жирних кислот (у перерахунку на олеїнову кислоту), що відповідає 1 см³ розчину гідроксиду калію концентрацією 0,02 моль/дм³, г/см³; K – поправка до титру розчину гідроксиду калію концентрацією 0,02 моль/дм³.

Допустимі розбіжності між двома паралельними визначеннями – не більше 0,2%.

Лабораторна робота № 7

ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ СІРКИ В РІПАКОВІЙ ОЛІЇ

Мета роботи: Визначити масову частку сірки в ріпаковій олії. Побудувати градуювальний графік в координатах „оптична густина – вміст сірки” в мікрограмах .

Принцип методу. Метод ґрунтуються на десульфуванні сполук дновалентної сірки активованим нікелем, розкладанні сульфіду нікелю, що утворився, кислотою до сірководню, перегонці сірководню в поглинальний розчин (CdSO₄/NaOH) і подальшому фотометричному визначення сірки за утворенням метиленового блакитного при взаємодії сірководню в кислому середовищі з N, N-диметил-*n*-фенілендіаміном і хлоридом заліза.

Прилади: ваги лабораторні 2-го і 4-го класів точності; спектрофотометр СФ-14 або фотоколориметр ФЕК-56 або інший подібний, такий, що має світлофільтр з ефективною довжиною хвилі 670 нм; водяна баня; електроплитка побутова; установка для визначення сірки згідно ГОСТ 8988 – 77 на ріпакову олію.

Реактиви і матеріали: фільтри паперові з червоною смugoю; папір фільтрувальний; азот газоподібний; сульфат N,N-диметил-*n*-фенілендіамін; хлорид заліза, розчин 10%-ний; сульфат кадмію, розчин концентрацією 8,6 г/дм³; гідроксид натрію концентрацією 2,5 моль/дм³ і 2,7 г/дм³; сульфід

натрію; кислота соляна концентрацією 25 %; кислота сірчана 10%-на; тіосульфат натрію, розчин концентрацією 0,1 моль/дм³; крохмаль, водяний розчин 1%-ний; йодид калію концентрацією 0,1 моль/дм³; розчин йоду концентрацією 0,1 моль/дм³; ізопропіловий спирт; сплав нікель – алюміній (30...50%); етанол; карбонат натрію; гіцерин дистильований; вода дистильована; фенолфталеїн, спиртовий розчин 1%-ний; сито з розміром отвору 1 мм.

Хімічний посуд: колби мірні місткістю 1000 і 250 см³; колби плоскодонні з пришліфованими корками місткістю 250 см³; хімічні стакани місткістю 250 і 500 см³; бюретки з ціною поділки 0,1 см³ місткістю 5, 10, 25 і 50 см³; піпетки місткістю 2, 5, 10 і 25 см³; циліндри вимірювальні місткістю 25, 50 і 500 см³; мірні пробірки з пришліфованими корками місткістю 25 см³; ареометр з ціною поділки шкали не менше 5 г/см³.

Хід роботи. Для визначення масової частки сірки в ріпаковій олії використовують лабораторне обладнання (рис. 6), згідно ГОСТ 8988 – 77 на ріпакову олію.




Рис. 6. Лабораторне обладнання для визначення сірковмісних сполук в рослинних оліях:

1 - склянка; 2 - гумова трубка; 3 - лунка; 4 - реакційна колба; 5 – насадка; 6 - холодильник; 7 - алонж; 8 – поглиняльна посудина.

Спочатку проводять визначення масової частки сірки в катализаторі, який завжди містить її в невеликій кількості, і вона враховується при розрахунку масової частки сірки в ріпаковій олії.

Підготовка катализатора здійснюється таким чином. Заздалегідь

просівають через сито з отворами 1 мм порошкоподібний сплав нікель–алюміній (30...50% нікелю) і ретельно його перемішують для підвищення однорідності складу.

У реакційну колбу зважують на вагах 2-го класу 0,3 г каталізатора. Активують його, додаючи 10 см³ розчину гідроксиду натрію концентрацією 2,5 моль /лм³. Для виділення водню колбу нагрівають на водяній бані (75...80 °C) протягом 10 хв. Розчин гідроксиду натрію зливають з каталізатора, вміст промивають дистильованою водою, до негативної реакції за фенолфталейном, доливають послідовно 10 см³ етанолу, 10 см³ ізопропілового спирту. Всі операції промивання каталізатора проводять, не допускаючи його контакту з повітрям більше, ніж на 10 с.

Після цього каталізатор в розчині ізопропілового спирту використовують для аналізу.

Визначення масової частки сірки в каталізаторі. Реакційну колбу 4 з підготовленим каталізатором приєднують до насадки 5 і пропускають в колбу через лунку 3 азот із швидкістю 10...20 бульбашок за хвилину. Азот заздалегідь очищають, пропускаючи його через склянку 1, у яку прилиті рівні об'еми (15...20 см³) розчинів сульфату кадмію масовою концентрацією 8,6 г/дм³ і гідроксиду натрію масовою концентрацією 2,7 г/дм³. У поглинальну посудину 8 наливають по 10 см³ розчинів сульфату кадмію і гідроксиду натрію вказаных концентрацій і приєднують її до приладу.

Реакційну колбу нагрівають на водяній бані (75...80 °C) протягом 35...40 хв для десульфування проби. Після закінчення вказаного часу подачу азоту припиняють, перекриваючи кран у лунці 3, і виймають з лунки трубку, по якій подається азот.

У лунку підливають 10 см³ розчину соляної кислоти 25 %-ної концентрації, приєднують трубку, якою подається азот, відкривають кран лунки і під тиском азоту вводять в реакційну колбу кислоту. Перші 1...2 см³ кислоти вводять дуже обережно, по краплях, бо відбувається бурхливе виділення водню. Після введення всього об'єму кислоти продовжують пропускати газ і нагрівати колбу 30...35 хв. Сірководень, що виділився, перегониться струменем азоту через холодильник 6 в поглинальну посудину 8, де він зв'язується сульфатом кадмію.

Через 30...35 хв поглинальну посудину від'єднують від насадки і через алонж 7 вводять в неї 0,3 см³ розчину сульфату N,N-диметил-і-феніллендiamіну. Розчин струшують, заздалегідь закривши посудину корком,

і додають 0,5 см³ хлориду заліза, після чого знову струшують, закривши алонж корком. При цьому розвивається синьо-блакитне забарвлення розчину. Алонж і трубку промивають 1...2 см³ дистильованої води, приєднуючи промивні води до реакційного розчину, і доводять його об'єм дистильованою водою в поглинальний посудині до 25 см³.

Через 5 хв вимірюють оптичну густину розчину при довжині хвилі 670 нм в кюветі з товщиною шару 5 або 1 см залежно від інтенсивності забарвлення аналізованого розчину.

У кювету порівняння поміщають перераховані вище реактиви, окрім катализатора. Масу сірки в наважці в мікрограмах знаходять за градуувальним графіком і розраховують масову частку сірки X_1 , млн⁻¹, в катализаторі за формулою:

$$X_1 = A_1 / m_1 , \quad (10)$$

де: A_1 – маса сірки в аналізованому катализаторі, знайдена за градуувальним графіком, мкг; m_1 – маса аналізованого катализатора, г.

Визначення масової частки сірки в олії. Наважку олії 0,2...3,0 г, взяту на лабораторних вагах 2-го класу, поміщають в реакційну колбу 4, яку приєднують до насадки 5. Подальші операції проводять так само, як і при визначенні масової частки сірки в катализаторі. Відмінність – збільшують швидкість подачі азоту через лунку 3 до 20...30 бульбащок за хвилину.

За градуувальним графіком знаходить відповідну зміряній оптичній густині масу сірки в пробі в мікрограмах і далі обчислюють її масову частку X_2 в олії в мкг за формулою:

$$X_2 = X_1 \cdot m_2 , \quad (11)$$

де: X_2 – масова частка сірки в катализаторі, мкг; m_2 – маса катализатора, використаного для аналізу олії, г.

Масову частку сірки в аналізованій пробі олії X_3 в мкг; обчислюють за формулою:

$$X_3 = (A_2 - X_2) / m_3 , \quad (12)$$

де: A_2 — маса сірки в аналізованій пробі олії разом з сіркою, що міститься в катализаторі, знайдена за градуувальним графіком, мкг; X_2 — маса сірки, що міститься в катализаторі, використаному для аналізу олії, мкг; m_3 — наважка олії, г.

Результати визначення обчислюють до першого десяткового знаку з подальшим округленням до цілого числа.

За результат вимірювання приймають середнє арифметичне двох паралельних визначень з відносною допустимою розбіжністю, між ними залежно від масової частки сірки в олії при коефіцієнті вірогідності 0,95 (табл. 2).

Межі відносної похибки при визначенні сірки

Таблиця 2

Вміст сірки у ріпаковій олії, мкг	Межа можливих відносної похибки вимірювань, %	Допустима відносна розбіжність між резуль- татами двох паралельних визначень, %
Менше 10	11	16
Від 10 до 20 включно	9,5	13
Від 20 до 40 включно	5,5	7

Приготування стандартних розчинів. Для приготування стандартного розчину сульфіду натрію на вагах 2-го класу зважують 10 г сульфіду натрію, переносять в мірну колбу на 1000 см³ і додають 500 см³ знекисненої дистильованої води, яку отримують, заповнивши дистильованою водою мірну колбу на 1000 см³ і пропускаючи через неї протягом 15...20 хв азот із швидкістю 60...70 бульбашок за хвилину.

Вміст колби перемішують до повного розчинення сульфіду натрію, доводять об'єм в колбі до 1000 см³ знекисненою дистильованою водою і ретельно перемішують. Концентрація сірки в отриманому розчині А складає 1300 мкг в см³.

Відбирають піпеткою 2,5 см³ розчину, переносять в мірну колбу місткістю 250 см³, ретельно перемішують, доводять водою до мітки і отримують розчин Б, концентрація сірки в якому 13 мкг в 1 см³.

Отримані розчини А і Б стабільні протягом 2 год.

Для визначення масової частки сірки в стандартних розчинах сульфіду натрію відбирають 25 см³ розчину А в колбу місткістю 250 см³, додають 25 см³ розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм³, 5 см³ 10%-ного розчину соляної кислоти, 50 см³ дистильованої води і титрують 0,1 моль/дм³

розділом тіосульфату натрію.

Масову частку сірки X_1 в розчині А в мкг/см³ обчислюють за формуллю:

$$X_1 = (V_1 \cdot K_1 - V_2 \cdot K_2) \cdot 1,603 \cdot 1000 / V_0 \quad (13)$$

де: V_0 – об'єм стандартного розчину А, взятий для титрування, см³; V_1 – об'єм розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм³, витрачений для проведення аналізу, см³; K_1 – поправка до титру розчину йоду; V_2 – об'єм розчину тіосульфату натрію концентрацією 0,1 моль/дм³, витрачений на титрування, см³; K_2 – поправка до титру розчину тіосульфату натрію; 1,603 – кількість сірки, еквівалентної 1 см³ розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм³; 1000 – коефіцієнт, для перерахунку в мікрограмами.

Масову частку сірки X_2 в розчині Б в мкг/см³ обчислюють за формуллою:

$$X_2 = X_1 / 10, \quad (14)$$

де: X_1 – масова частка сірки в розчині А, мкг/см³; 10 – коефіцієнт, розведення розчину А.

Побудова градуювального графіку. Для побудови градуювального графіку готують дві серії мірних пробірок або циліндрів з пришліфованими корками місткістю 25 см³.

У першу серію доливають 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 і 3,0 см³ розчину А.

У другу серію пробірок – 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 і 0,5 см³ розчину Б. Далі у всі пробірки доливають по 10 см³ розчину сульфату кадмію масовою концентрацією 8,6 г/дм³ і розчину гідроксиду натрію концентрацією 2,7 г/дм³. Після цього в кожну пробірку доливають по 0,3 см³ розчину сульфату N,N-диметил-*n*-фенілендіаміну. Пробірки закривають, сильно струшують і відразу доливають по 0,5 см³ 10%-ного розчину хлориду заліза. Спочатку з'являється малиново-червоне забарвлення, яке потім, залежно від вмісту сірки, переходить в синьо-блакитне різної інтенсивності.

Вимірюють оптичну густину при довжині хвилі 670 нм в кюветі з товщиною шару 1 см для першої серії пробірок і 5 см – для другої.

У кювету для порівняння поміщають ті ж реагенти, що і в пробірки, за винятком сульфіду натрію.

Для кожної товщини кювети окремо будують градуювальний графік в координатах оптична густина – вміст сірки в мікрограмах.

Лабораторна робота № 8
ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЕРУКОВОЇ КИСЛОТИ
В РІПАКОВІЙ ОЛІЇ

Мета роботи: Визначити масову частку ерукової кислоти в ріпаковій олії з використанням методу газорідинної хроматографії. Навчитись ідентифікувати хроматографи метилових ефірів кислот ріпакової олії.

Принцип методу. Для визначення масової частки ерукової кислоти в ріпаковій олії використовують газорідинну хроматографію. Метод застосовується в діапазоні вмісту ерукової кислоти від 0,1 до 70%. Заснований на перетворенні жирних кислот ацилгліцеринів в метилові ефіри і проведенні подальшого аналізу. Метилові ефіри жирних кислот отримують шляхом кип'ятіння проби олії в абсолютному метанолі з метилатом натрію і подальшим екстрагуванням отриманих ефірів дієтиловим ефіром.

Отримані хроматограми метилових ефірів кислот ріпакової олії ідентифікують з врахуванням порядку їх виходу і відносних об'ємів утримування ($v_{\text{вих}}/v_{\text{норм}}$), наведених в Додатку (табл. 2).

Прилади: хроматограф газовий лабораторний; колона хроматографічна з нержавійкої сталі або скляна завдовжки 1,5...2,0 м; ваги лабораторні 3-го класу точності; мікроскоп відліковий; лінійка з ціною поділки 1 мм; повітряний холодильник; перегонний апарат; водяна баня.

Реактиви і матеріали: натрій металевий або метилат натрію; метанол; гексан для хроматографії; оксид кальцію; фільтрувальний папір; наповнювач для колонки хроматон.

Хімічний посуд: мікрошприц ємністю 10 мм^3 ; піпетки; пробірки; колба мірна ємкістю 50 см^3 ; колба круглодонна на 500 см^3 .

Хід роботи. Для отримання абсолютноого метанолу в колбу ємністю 500 см^3 зважують 30 ± 1 г оксиду кальцію, додають 250 см^3 метанолу і кип'ятять із зворотнім холодильником протягом 6...8 год. Потім метанол переганяють при температурі 64,7 °C.

Для приготування розчину метилату натрію в метанолі концентрацією 2 моль/дм³ зважують 2,7 г метилату натрію або 1,15 г металічного натрію (з точністю до 0,01 г), переносять в мірну колбу ємкістю 50 см^3 , заздалегідь заливши туди 10...12 см^3 абсолютноого метанолу. Після перемішування розчин охолоджують до кімнатної температури і доливають абсолютноним метанолом до мітки.

Для приготування метилових ефірів кислот беруть піпеткою 2...3 краплі

олії, розчиняють її в 1,9 см³ гексану. В розчин вводять 0,1 см³ розчину метилату натрію в метанолі концентрацією 2 моль/дм³. Після інтенсивного перемішування протягом 2 хв реакційну суміш відстоюють 5 хв, фільтрують через паперовий фільтр. Готовий розчин використовують для аналізу протягом 2 діб при зберіганні в холодильнику.

Підключення хроматографа до мережі, підготовка і установка колонок, виведення приладу на режим виконуються згідно інструкції, що додається до хроматографу.

Час виходу метилліноленату близько 15 хв, метилерукату – близько 30 хв.

При аналізі низькоерукової ріпакової олії після виходу піку метилліноленату збільшують чутливість в 10 разів.

Розрахунок складу метилових ефірів жирних кислот ріпакової олії проводять методом внутрішньої нормалізації. Площі піків компонентів (S_i) у мм² обчислюють за формулою:

$$S_i = h_i \cdot a_i, \quad (15)$$

де: h_i – висота піку, мм; a_i – ширина піку, виміряна на половині висоти, мм.

Висоту піку для визначення порівнюють із записом результату до цілих чисел; ширину піку — до першого десятого знаку. Суму площ всіх піків приймають за 100%.

Масову частку ерукової кислоти X_e у відсотках обчислюють за формулою:

$$X_e = \frac{S_e \cdot 100}{\sum S_i}, \quad (16)$$

де: S_e — площа піку метилового ефіру ерукової кислоти, мм; $\sum S_i$ — сума площ всіх піків на хроматограмі, мм².

Обчислення проводять до другого десятого знаку з подальшим округленням результату до першого десятого знаку.

За результат аналізу беруть середнє арифметичне результатів двох послідовних визначень.

Метрологічні характеристики методу при коефіцієнті ймовірності 0,95 подані в табл. 3

Таблиця 3

Межі відносної похибки при визначенні ерукової кислоти		
Значення вимірюваної величини, %	Межа можливих значень відносної похибки вимірювання, %	Допустима відносна розбіжність між результатами паралельних визначень, %
Менше 1	Без нормованої похибки	
Від 1 до 5 включ.	11	15
Від 5 до 20 включ.	8	11
Від 20 до 70 включ.	5	7

МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОЛІЙ ТА ЖИРІВ

Загальні положення. В даний час, у зв'язку з переходом на нові методи господарювання і наявністю різних форм власності, ринки країни рясніють харчовими та технічними жирами і оліями різного походження, виготовленими на вітчизняних і зарубіжних підприємствах. Для захисту споживачів від недобросовісних виробників і продавців готової продукції особливої значущості набуває можливість встановлення натуральності олій і жирів, що реалізовуються, тобто їх ідентифікація.

Олії і жири відрізняються від інших груп органічних речовин за органолептичними показниками і за деякими простими якісними реакціями.

Всі олії і жири мають підвищено в'язкість порівняно з водою, маслянисті на дотик і залишають на папері плями, не зникаючі з часом. Вони легші за воду і плавають на її поверхні. Жири і олії нерозчинні у воді, але добре розчиняються в більшості органічних розчинників. Деяким жирам властиві специфічні запах, смак і зовнішній вигляд.

Проте, за вказаними ознаками не завжди можна відрізнити рослинні жирні олії від мінеральних, які також маслянисті, легші за воду, залишають на папері незникаючі плями тощо.

Точніші відомості, що дана речовина є жирною олією або жиром, отримують на підставі деяких простих якісних реакцій, які базуються на виявленні структурних елементів триацилгліциринів – гліцину і жирних кислот.

Гліцерин зазвичай виявляють за акролеїном, який утворюється при термічному розпаді жирів. Для виявлення гліцерину близько 2 г досліджуваної речовини нагрівають в пробірці до 340..350 °C. Через деякий час відбувається виділення летких продуктів, зокрема акролеїну, який ідентифікують за специфічним їдким запахом. Прискорити утворення акролеїну можна, додавши до пробірки бісульфіт калію або натрію.

Жирні кислоти виявляють шляхом омилення досліджуваної речовини. Для цього в пробірку беруть близько 1 г зразка, додають 2 см³ 2 моль/дм³ спиртового розчину гідроксиду калію і нагрівають протягом 20 хв. Спирт випаровують, в пробірку доливають декілька кубічних сантиметрів води. Якщо досліджувана речовина – жир, то отриманий при омиленні продукт розчиняється у воді, при струщуванні дає піну, а при дії надлишку 10 %-го розчину соляної або сірчаної кислот в пробірці виділяються у вигляді прозорого шару жирні кислоти.

Дві описані якісні проби дозволяють безпомилково судити про наявність жиру в досліджуваному зразку, проте вони не дають уявлення про те, чи є цей зразок індивідуально чистим жиром або є сумішшю жиру з іншими сполуками.

У практичній діяльності часто необхідно знати, чи не забруднений жир іншими речовинами (наприклад, мінеральними оліями), до якого виду жиру відноситься досліджуваний зразок, ступінь його чистоти, чи не фальсифікований дорогий жир дешевим тощо.

Достовірніші відомості можуть бути отримані на підставі даних загального жирового аналізу з проведенням кількісних визначень (жирнокислотний склад, деякі супутні речовини, так звані "числа" жирів, фізичні показники). Але це пов'язано із значними витратами праці і часу.

У зв'язку з цим продовжуються дослідження простих методів для ідентифікації окремих видів або груп жирів за допомогою простих реакцій, проведення проби, яка базується на якісному виявленні або кількісному визначенні сполук, специфічних для даного жиру.

Лабораторна робота № 9 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЖИРІВ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЮ ПОМУТНННЯ ЇХ РОЗЧИНІВ

Мета роботи. Ідентифікувати жири за температурою помутніння їх розчинів. Виходячи з розрахунків, за формулою визначити температуру

помутніння жирів.

Принцип методу. Експериментально показано, що розчини різних жирів в рівних об'ємах суміші етанолу і амілового спирту темніють при різних температурах. Цю властивість використовують при ідентифікації деяких груп жирів або окремих їх представників. Зразки заздалегідь повинні бути зневоднені.

Прилади: водяна баня.

Реактиви і матеріали: 90 %-ний розчин етанолу; 90%-ний розчин амілового спирту; зневоднений сульфат натрію; фільтрувальний папір; дистильована вода.

Хімічний посуд: лійка хімічна; мірний циліндр місткістю 500 см³; піллетка місткістю 2 см³; пробірка градуйована місткістю 10 см³ з корком; термометр з шіною поділки 0,2 °C на 100 °C; мішалка дротяна; склянка хімічна місткістю 400 см³.

Хід роботи. З метою зневоднення досліджуваний жир обробляють прожареним сульфатом натрію на киплячій водяній бані. Гарячий жир фільтрують через паперовий фільтр, потім відмірюють 2 см³ жиру і поміщають в градуйовану пробірку. Туди ж доливають точно 2 см³ стандартної суміші (приготування див. далі) і поміщають її в склянку, в яку налиго 200 см³ води. Пробірку закривають корком, в який вставлений термометр і дротяна мішалка.

Термометр встановлюють так, щоб ртутна кулька знаходилася на однаковій відстані від стінок і дна пробірки.

Склянку з водою і пробіркою поволі нагрівають, постійно перемішуючи вміст пробірки мішалкою. Нагрівання ведуть до тих пір, поки температура вмісту пробірки не перевищить на 5 °C точку прояснення розчину. Після цього висувають мішалку вгору з рідини, не виймаючи корок, припиняють нагрівання і охолоджують поволі рідину в пробірці до температури, при якій з'являться перші виразні ознаки помутніння розчину. Дослід повторюють зі свіжими порціями зразка й розчинника. Результати двох вимірювань повинні відрізнятися не більше ніж на 0,5 °C. За кінцевий результат беруть середнє значення. Температура помутніння розчинів одного і того ж виду жиру в суміші вказаних розчинників залежить від кислотного числа зразка.

Тому для ідентифікації жирів користуються температурою помутніння нейтрального жиру / в градусах Цельсія, яку розраховують за формулою:

$$t = t_{\text{on}} + f \cdot \text{КЧ}, \quad (17)$$

де: t_{on} – температура помутніння розчину даного жиру, отримана дослідним шляхом; f – поправка на зниження температури помутніння за рахунок присутності в жирі вільних жирних кислот; КЧ – кислотне число жиру, міліграмів КОН/г.

Поправку f беруть з табл. додатку в залежності від виду аналізованого жиру.

Вірогідність результатів аналізу залежить від правильності приготовленої стандартної суміші розчинників, яку готують, змішуючи рівні частини 90 %-них етанолу і амілового спирту. Ця суміш з рівним об'ємом оливкової олії повинна давати помутніння при 69 °C з урахуванням поправки на кислотне число олії.

Якщо розчин оливкової олії у вказаній суміші даватиме помутніння при іншій температурі, то вміст води в суміші розчинників змінюють так, щоб температура помутніння розчину оливкової олії відповідала $(69 \pm 0,3)$ °C.

Лабораторна робота № 10

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЖИРІВ ЗА ВМІСТОМ СКВАЛЕНУ

Мета роботи: Ідентифікувати жири за вмістом в них сквалену, омиленням зразка гідроксидом калію, екстракцією неомилюваної фракції петролейним ефіром, промивці петролейноєфірних витяжок і пропускання їх через хроматографічну колонку, заповнену оксидом алюмінію.

Принцип методу. Сквален, що входить до групи неомилених ліпідів і відноситься до класу вуглеводнів, є вищою неграничною аліфатичною сполукою складу $C_{30}H_{50}$. У його молекулі — розгалужений ланцюг вуглецевих атомів, що має шість ізольованих подвійних зв'язків і що складається з ізопренових залишків.

Вміст сквалену коливається в широких межах, від тисячних долей відсотка до дуже значних розмірів. Тому деякі види жирів можуть бути майже безпомилково ідентифіковані за змістом сквалену у співвідношенні з іншими характеристиками.

У табл. 4 додатку наведені величини, що характеризують вміст сквалену в різних жирах і оліях.

Метод ідентифікації жирів за вмістом в них сквалену заснований на

омиленні зразка гідроксидом калію, екстракції неомилюваної фракції петролейним ефіром, ретельному промиванні петролейно-ефірних витяжок і пропусканні їх через хроматографічну колонку, заповнену оксидом алюмінію. Після відгону розчинника в струмені діоксиду вуглецю (CO_2) визначають йодне число вмісту в колбі напівмікрометодом Кауфмана. Титрування ведуть розчином тіосульфату натрію концентрацією 0,05 моль/дм³.

Прилади: ваги лабораторні 2-го класу точності; баня водяна; відгонна установка; хроматографічна колонка, скляна (внутрішній діаметр 8 мм, висота 300 мм) з скляним краном в нижньому кінці; водоструменевий насос.

Реактиви і матеріали: гідроксид калію, водний розчин 60 %-ний; гідроксид калію, водний розчин концентрацією 0,5 моль/дм³; етанол, 96 %-ний; ефір петролейний (температура кипіння 60...70 °C); хлороформ; хроматографічний оксид алюмінію; скловата; фарфор неглазурований (шматочки); діоксид вуглецю (газ); дистильована вода; реактиви для визначення йодного числа (ЙЧ) методом Кауфмана.

Хімічний посуд: колба з пришліфованою шийкою ємністю 250 см³; холодильник повітряний завдовжки 100 см; циліндр вимірювальний ємністю 50 см³; ділильна лійка ємністю 250 см³; скляна паличка.

Хід роботи. Омілюють 5 г досліджуваного жиру в колбі з повітряним холодильником 5 см³ водного 60 %-ного розчину гідроксиду калію у присутності 20 см³ 96 %-ного етанолу. Омілення проводять 30 хв. Потім суміш трохи охолоджують, добавляють до розчину мила 50 см³ петролейного ефіру і вміст колби кількісно переносять в ділильну лійку. Колбу споліскують 20 см³ 96 %-ного етанолу і потім 20 см³ води. Промивні рідини додають до основного розчину в ділильній лійці. Вміст лійки енергійно струшують, залишають до повного розділення шарів і відокремлюють мильний розчин.

Петролейно-ефірний розчин переносять в іншу ділильну лійку, в яку заздалегідь наливають 20 см³ води. Повторюють екстракцію мильного розчину 50 см³ петролейного ефіру. Сполучені ефірні витяжки промивають до нейтральної реакції спочатку двома порціями води по 20 см³ і один раз 20 см³ 0,5 моль/дм³ водного розчину гідроксиду калію, потім знову кілька разів водою, беручи кожного разу по 20 см³. Зливають петролейно-ефірний розчин в конічну колбу і ділильну лійку обполіскують петролейним ефіром. Розчинник з колби відганяють на водяній бані, а залишок розчинника

відганяють в струмені діоксиду вуглецю. Неомилювані ліпіди розчиняють в 5 см³ петролейного ефіру і переносять кількісно в підготовлену хроматографічну колонку.

Колонку готують таким чином. У нижню частину колонки поміщають невеликий шматочок скляної вати і насипають на неї шар хроматографічного оксиду алюмінію заввишки 100 мм. Заповнюють колонку поступово при невеликому вакуумі і кожну порцію злегка утрамбовують скляною паличкою. Після заповнення колонки шар оксиду алюмінію також закривають шматочком вати, ущільнюючи її паличкою. Заповнену колонку промивають 15 см³ петролейного ефіру і потім пропускають через неї отриманий розчин неомилюваних ліпідів. Фільтрат з колонки повинен виходити із швидкістю 1 см³/хв, що забезпечується створенням невеликого вакуума водоструминним насосом. Збирають фільтрат в колбу з пришліфованим корком місткістю 250 см³. Коли майже весь розчин буде профільтрований, змивають з колби залишок неомилюваних ліпідів 5 см³ петролейного ефіру і теж пропускають через колонку. Далі додають в колонку по 5...10 см³ петролейного ефіру з таким розрахунком, щоб загальний об'єм фільтрату склав 50 см³. Ефір з колби з фільтратом відганяють у присутності декількох шматочків неглазурованого фарфору і залишок розчинника видаляють в струмені діоксиду вуглецю. До вмісту колби доливають 5 см³ хлороформу і визначають йодне число напівмікрометодом Кауфмана.

Вміст сквалену X в аналізованій пробі в міліграмах на 100 г жиру обчислюють за формулою:

$$X = a \cdot 1,71 \cdot K / m \quad , \quad (18)$$

де: a — кількість 0,05 моль/дм³ розчину тіосульфату натрію, що пішов на титрування, см³; 1,71 — коефіцієнт, що показує відповідність 1 см³ 0,05 моль/дм³ розчину тіосульфату натрію 1,71 мг сквалену; K — поправка до титру 0,05 моль/дм³ розчину тіосульфату натрію; m — наважка жиру, г.

Після розрахунку за допомогою даних, наведених в табл. додатків, які характеризують вміст сквалену в різних жирах і оліях, проводять ідентифікацію досліджуваного зразка.

Лабораторна робота № 11

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОЛІЙ РОДИНИ ХРЕСТОЦВІТИХ

Мета роботи: визначити вміст сірки або ерукової кислоти та за їх вмістом ідентифікувати олій родини хрестоцвітих.


Загальні положення. До олій родини хрестоцвітих відносять ріпакову, гірчичну та інші. Вони містять значну кількість (50...80%) моноенової кислоти 22:1 (піс-13-докозенова, тверда і має будову $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_{11}\text{COOH}$).

Крім того, ці олії містять сірку, яка входить до складу глюкозиду синігрину. Останній під впливом ферментів може гідролізуватися з утворенням гірчичної олії.

У нерафінованій ріпаковій олії вміст сірки коливається в межах 0,012...0,019%, тому ідентифікацію олій хрестоцвітих ведуть шляхом виявлення сірки або ерукової кислоти.

Виявлення сірки

Принцип методу. Створюють умови, при яких глюкозид синігрин прореагує з концентрованою соляною кислотою, внаслідок чого виділиться сірководень. Останній при взаємодії з ацетатом свинцю дасть сполуки темного кольору за рівнянням реакції:



Прилади: водяна баня.

Реактиви і матеріали: соляна кислота, концентрована; розчин ацетату свинцю; фільтрувальний папір.

Хімічний посуд: колба В'юрца місткістю 100 см³; краплинна лунка місткістю 100 см³; вимірювальний циліндр місткістю 50 см³.

Хід роботи. У колбу В'юрца поміщають близько 30 см³ досліджуваної олії, туди ж поступово доливають з краплинної лунки приблизно рівний об'єм концентрованої соляної кислоти. Реакцію проводять при нагріванні на киплячій водяній бані. Сірководень, що виділяється при реакції, залишає на фільтрувальному папері, змоченому розчином ацетату свинцю, темну пляму.

Визначення ерукової кислоти

Принцип методу. Ерукова кислота, як і тверді насычені вищі жирні

кислоти, дає нерозчинні в 95%-ному етанолі свинцеві солі. Виділивши спиртово-свинцевим методом нерозчинні в спирті свинцеві солі твердих кислот і визначивши йодне число отриманої суміші, можна передбачити вміст ерукової кислоти в досліджуваному зразку. Проте цей метод непридатний для препаратованих олій, що містять тверді ізокислоти, свинцеві солі яких також нерозчинні в спирті. З цих причин він не може бути застосований до гідророзчинних жирів.

Прилади: ваги лабораторні 2-у класу точності; водяна баня; термостат з терморегулятором; водоструминний насос.

Реактиви і матеріали: гідроксид калію, водний розчин 48 %-ний; етанол концентрований 96, 80 і 70 %-ний; ацетат свинцю, сухий; кислота оцтова, 96 %-на; реактиви для визначення йодного числа.

Хімічний посуд: колба з пришліфованою шийкою місткістю 50 см³; холодильник повітряний довжиною 100 см; фільтр з пористою пластинкою № 2; хімічний стакан місткістю 150 см³; циліндр вимірювальний місткістю 50 см³; предметне скло.

Хід роботи. У колбу місткістю 50 см³, оснащенну зворотнім повітряним холодильником, поміщають 0,5 г досліджуваної олії, доливають 5 см³ спиртового розчину гідроксиду калію (4 см³ 48%-ного водного розчину KOH змішують з 4 см³ дистильованої води в мірній колбі місткістю 100 см³ і доводять до мітки 96 %-ним етанолом) і омилюють 1 год на киплячій водяній бані. До отриманого теплого мильного розчину додають 20 см³ розчину ацетату свинцю (до 5,0 г сухого ацетату свинцю додають 0,5 см³ 96 %-ної оцтової кислоти і цю суміш доводять до 100 см³ 80 %-ним етанолом), 5 см³ води і 1 см³ 96 %-ної оцтової кислоти. Вміст колби нагрівають із зворотнім повітряним холодильником до повного розчинення солей свинцю, потім поступово охолоджують до кімнатної температури і витримують в термостаті при 20 °C протягом 14 год. Осад з колби кількісно переносять на фільтр з пористою пластинкою № 2 і поволі фільтрують при розрідженні, регульюючи водоструминним насосом швидкість фільтрування.

Перші каламутні порції фільтрату повертають на фільтр. Колбу кілька разів обполіснують фільтратом і осад на фільтрі промивають 12 см³ 70 %-ного спирту, заздалегідь охолодивши його до 20 °C.

Фільтр з промитим осадом поміщають в стакан місткістю 150 см³, заливають 20 см³ гарячої суміші, що складається з рівних частин 96%-ного етанолу і 96%-ної оцтової кислоти, закривають предметним склом і

залишають до розчинення осаду. Теплий розчин свинцевих солей переносять в колбу з притертим корком (для визначення йодних чисел), туди ж змивають залишки вмісту із стакана і фільтру 10 см³ суміші спирту та оцтової кислоти і визначають йодне число одним з відомих методів. Одночасно проводять контрольний дослід з 30 см³ суміші спирту з оцтовою кислотою без наважки досліджуваного зразка.

Вміст у відсотках ерукової кислоти X обчислюють за формулою:

$$X = (a - b) \cdot 0,0169 \cdot K \cdot 100 / m , \quad (19)$$

де: a – кількість 0,1 моль/дм³ розчину тіосульфату натрію, що пішла на титрування в контрольному досліді, см³; b – кількість 0,1 моль/дм³ розчину тіосульфату натрію, що пішла на титрування в робочому досліді, см³; 0,0169 – коефіцієнт, що показує відповідність 1 см³ 0,1 моль/дм³ тіосульфату натрію 0,0169 г ерукової кислоти; K – поправка до титру 0,1 моль/дм³ розчину тіосульфату натрію; m – наважка олії, г.

Величини, отримані цим методом, для олій хрестоцвітих коливаються від 40 до 70%, тоді як для інших олій (кунжутна, арахісова, льняна та ін.) вони не перевищують 1...4%.

Проба на гірчичну олію

Принцип методу. Заснований на взаємодії аллілізотіоціонату, що є характерною складовою частиною гірчичної олії, з нітратом срібла. У присутності гірчичної олії з'являються темне забарвлення і чорний осад.

Прилади: перегінна установка.

Реактиви і матеріали: етанол; гідроксид амонію, розведений розчин (у співвідношенні 1 : 2 за об'ємом); нітрат срібла, розчин концентрацією 0,1 моль/дм³; кислота азотна, концентрована; розчин роданіду амонію концентрацією 0,1 моль/дм³; розчин залізо-амонійних квасців, 10%-ний; фільтрувальний папір; дистильована вода.

Хімічний посуд: колба місткістю 250 см³ з пришліфованою шийкою; мірна колба місткістю 100 см³; хімічна лунка; піпетка місткістю 50 см³; вимірювальний циліндр місткістю 100 см³.

Хід роботи. В колбу місткістю 250 см³ вносять 10 см³ досліджуваної олії, додають 100 см³ води і перемішують протягом двох годин, після чого додають 20 см³ етанолу і переганяють. Збирають 60 см³ дистилляту в мірну колбу, що містить 10 см³ розбавленого розчину гідроксиду амонію, додають

20 см³ розчину нітрату срібла і залишають на ніч для коагуляції осаду сульфіду срібла (Ag_2S). Потім доводять об'єм розчину до 100 см³ і фільтрують. Відбирають піпеткою 50 см³ фільтрату, підкислюють його азотною кислотою і титують 0,1 моль/дм³ розчином роданіду амонію у присутності 5 см³ розчину залізо-амонійних квасців, які застосовуються як індикатор. Появу темного забарвлення і чорного осаду підтверджує наявність в досліджуваному зразку гірчичної олії.

Інші олії після витримки протягом 12 год дають лише слабке коричневе забарвлення.

Лабораторна робота № 12

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЖИРІВ РИБ І МОРСЬКИХ ТВАРИН

У риб'ячих жирах і жирах морських тварин міститься значна кількість вищих алкенполіенових жирних кислот з п'ятьма подвійними зв'язками, що дають при бромуванні нерозчинні в органічних розчинниках поліброміди. Тому ідентифікація таких жирів можлива на підставі даних про присутність в досліджуваній олії вищих полібромідів.

Мета роботи. На підставі даних про присутність у досліджуваній олії вищих полібромідів і за прозорістю розчину та його забарвленням навчитись ідентифікувати жири риб і морських тварин.

Проба на алкенполіенові жирні кислоти

Принцип проби. З жиру роблять витяжку омиленням жирних кислот і переводять їх в гексаброміди та поліброміди, що відрізняються різною температурою плавлення. Присутність в жирі не менше 1 % вищих полібромідів є показником наявності ворвані. При меншій кількості цей висновок буде невірний, оскільки є такі жири, як кістковий жир, лард (лярд) і ін., до складу яких входить арахідоноева кислота, яка також утворює незначну кількість полібромідів.

Прилади: ваги лабораторні 4-го класу точності; шафа сушильна з терморегулятором; центрифуга.

Реактиви: кислота оцтова, льодяна; нітробензол; бром; ефір діетиловий; бензол.

Хімічний посуд: колба з пришліфованою шийкою ємністю 250 см³; холодильник повітряний завдовжки 100 см; тигель з пористою пластиною № 4; ступка з товкачем; відгонна установка; циліндри вимірювальні місткістю 10, 50 і 200 см³.

Хід роботи. З 15...20 г досліджуваного жиру виділяють оміленням жирні кислоти.

До 10 г жирних кислот, узятих з точністю до 0,01 г, додають при кімнатній температурі, постійно перемішуючи, 200 см³ суміші льодяної оцтової кислоти, нітробензолу і брому у співвідношенні за об'ємом 28 : 4 : 1. Залишають в спокії на одну годину.

Якщо після закінчення цього часу не утворюється ніякого осаду, пробу практично можна вважати вільною від олій, що містять ліноленову кислоту.

Якщо випадає жовтий осад, його фільтрують через тигель з пористою пластинкою № 4 і промивають діетиловим ефіром до повного знебарвлення. Осад можна відокремити також центрифугуванням з багаторазовим промиванням ефіром. Чистий білий осад висушують спочатку при кімнатній температурі, потім в сушильній шафі при температурі 105 °C і подрібнюють в порошок. У колбі з повітряним холодильником порошок нагрівають протягом 30 хв з бензолом, доливаючи на кожних 2 г порошку 100 см³ бензolu. Частину осаду, що не розчинився, відокремлюють фільтруванням в гарячому стані.

Чисті гексаброміди при нагріванні повністю розчиняються в бензолі. Продукти, отримані після відгонки бензолу, плавляться при температурі 176 °C без розкладання.

Нерозчинна в бензолі частина плавиться при температурі 190 °C. При тривалому кип'ятінні залишку з бензолом температура плавлення бромідів підвищується. Чисті вищі поліброміди при плавленні розкладаються або розкладаються без плавлення при температурі вище 200 °C.

Проба на жири риб і морських тварин

Принцип проби. Бромуванню піддають безпосередньо досліджуваний зразок, розчинений в суміші хлороформу і льодяної оцтової кислоти. Про наявність риб'ячого жиру і жиру морських тварин судять за прозорістю розчину і його забарвленню.

Прилади: ваги лабораторні 4-го класу точності; водяна баня.

Реактиви: хлороформ; кислота оцтова, льодяна; бром.

Хімічний посуд: колби з пришліфованою шийкою місткістю 25...50 см³; холодильник повітряний завдовжки 100 см; мікробюретка ємністю 5 см³; хімічний стакан заввишки не менше 15 см; термометр.

Хід роботи. 5 г досліджуваного зразка з точністю до 0,01 г поміщають

в колбу з шліфом, розчиняють в 12 см³ суміші рівних частин хлороформу і льодяної оцтової кислоти. До розчину з мікробюretки долають краплями бром до невеликого надлишку, який виявляють за появи незникаючого забарвлення. Реакція бромування екзотермічна, тому колбу під час реакції занурюють у воду з температурою близько 20 °C і залишають після закінчення бромування ще на 15...20 хв. Потім переносять колбу в киплячу водяну баню на 3...5 хв.

Помутніння розчину під час нагрівання вказує на присутність в зразку риб'ячого жиру або жиру морських тварин. За відсутності таких вміст колби в гарячому стані буде прозорим. Цим методом можна виявити домішку 1...5 % риб'ячого жиру в рослинних оліях і сальних жирах. При бромуванні зразків, що містять китовий жир, спостерігається перехід забарвлення від світло-жовтого через темно-зелене до червонуватого і через синьо-зелене до коричневого. Жир прісноводних риб дає перехід забарвлення від світло-жовтого через зелене до жовтої суспензії.

Проба на гідратування жирів риб і гідратовані жири морських тварин

Принцип проби. Проба ґрунтується на взаємодії досліджуваного зразка з бромом, внаслідок чого змінюється забарвлення розчину. За зміною забарвлення від блідо-рожевого до рожево-червоного судять про присутність гідратованого риб'ячого жиру.

Прилади: ваги лабораторні 4-го класу точності; водяна баюка.

Реактиви: хлороформ; льодяна оцтова кислота; бром.

Хімічний посуд: чаша фарфорова діаметром 6...8 см; циліндр вимірювальний ємністю 10 см³; мікробюretка ємністю 1 см³; колба з прищілкованою шийкою місткістю 25...50 см³; холодильник повітряний.

Хід роботи. У фарфоровій чаші розплавляють 3 г досліджуваного зразка, переносять його в колбу ємністю 25...50 см³ з пришілкованим повітряним холодильником, вводять 6 см³ суміші хлороформ - оцтова кислота у співвідношенні 1 : 1 за об'ємом і розчиняють при нагріванні. У колбу з мікробюretки доливають бром краплями до появи блідо-рожевого забарвлення на тлі білого паперу (зазвичай достатньо 3...4 краплі). Колбу залишають в спокії протягом 10 хв. У разі присутності в зразку гідратованого риб'ячого жиру, інтенсивність забарвлення підсилюється до рожево-червоного.

При роботі з іншими гідратованими жирами (рослинними і

тваринними) рожеве забарвлення не з'являється. Після додавання декількох крапель брому колір таких жирів поступово змінюється від зеленого до коричневого.

Лабораторна робота № 13 ЯКІСНІ ПРОБИ НА ДЕЯКІ ОЛІЇ

Мета роботи. Вивчити будову і принцип роботи ділильної лійки.

Проводити якісні реакції на касторову олію, бавовняну, оливкову, абрикосову, персикову, мигдалеву, кунжутну.

Проба на касторову олію і її чистоту

Принцип проби. Проба базується на низькій розчинності касторової олії в петролейному ефірі. Наявність домішок інших олій, за інших рівних умов, збільшує розчинність цієї олії в петролейному ефірі. На розчинність також впливає температура, при якій проводять визначення і фракційний склад розчинника.

У табл. 5 додатків показано вплив температури на розчинність касторової олії в петролейному ефірі різного фракційного складу.

Для визначення чистоти касторової олії встановлюють її розчинність у відсотках за масою в чотирикратному об'ємі петролейного ефіру.

Прилади: ваги лабораторні 2-го класу точності; ультратермостат; шафа сушильна.

Реактиви: ефір петролейний (температура перегонки 35...60 °C).

Хімічний посуд: ділильна лійка з термостатною водяною сорочкою; циліндр вимірювальний ємністю 100 см³; піпетка ємністю 50 см³; колба з прищіпованою шийкою ємністю 250 см³; перегонна установка; ексикатор.




Рис. 7. Ділильні лійки з термостатними водяними сорочками.

Хід роботи. У ділянці з термостатною сорочкою (рис. 7) струшують 20 см³ досліджуваної олії і 80 см³ петролейного ефіру протягом 5 хв (ефір рекомендується з температурою перегонки 35...60 °C). Змішування і подальше повне відділення місцели від касторової олії проводять при температурі води в сорочці 20 °C, що підтримується працюючим ультратермостатом. Далі відбирають піпеткою 50 см³ місцели у висушенню до постійної маси конічну колбу об'ємом 250 см³. Петролейний ефір відганяють, колбу із залишком висушують до постійної маси при 100 °C і обчислюють у відсотках масу олії X , розчиненої в чотирикратному об'ємі петролейного ефіру, за формулою:

$$X = 8 \cdot m, \quad (20)$$

де: 8 – коефіцієнт, що враховує співвідношення об'ємів досліджуваної олії, розчинника і місцели, взятої для визначення маси розчиненої олії; m – маса олії після відгонки розчинника з 50 см³ місцели, г.

При тих самих умовах проводять контрольний дослід з касторовою олією відомої чистоти.

Для чистої касторової олії величина X коливається від 7,8 до 7,9 (при користуванні петролейним ефіром густиноро 0,6322 г/см³ при 20 °C і температурою перегонки 35...60°C).

У табл. 4 наведені дані, що характеризують збільшення розчинності касторової олії залежно від вмісту в ній соняшникової олії.

Таблиця 4

Зміна розчинності касторової олії залежно
від вмісту в ній соняшникової олії

Вміст соняшникової олії у касторовій, % мас.	Величина X , %
0	7,96
5	10,65
10	23,05
25	30,22
50	54,90

Ідентифікація бавовняної олії

Принцип методу. Специфічна фарбувальна речовина бавовняної олії гесипол, його похідні – продукти зміни або розпаду, взаємодіючи з нітратом

срібла, надають інтенсивніше забарвлення олії. За зміною забарвлення судять про наявність бавовняної олії.

Метод застосовується для нерафінованої, рафінованої, дезодорованої і навіть для відбіленої олії. Крім того, позитивна проба виходить і з жирними кислотами бавовняних дистильованих соапстоків.

Прилади: водяна баня.

Реактиви: хлороформ; нітрат срібла, 1%-ний розчин; етанол.

Хімічний посуд: колба з пришліфованою шийкою ємністю 25 см³; повітряний холодильник; циліндр вимірювальний ємністю 10 см³;

Хід роботи. До колби вносять 5 см³ досліджуваної олії і 5 см³ хлороформу, струшують для розчинення. До отриманого розчину додають 5 см³ 1 %-ного спиртового розчину нітрату срібла. Вміст колби енергійно струшують і поміщають колбу в гарячу водяну баню (80..90 °C) на 5 хв. Потім охолоджують до кімнатної температури і залишають у спокої на 20 хв. У присутності бавовняної олії розчин в колбі набуває інтенсивнішого, зазвичай світло-коричневого забарвлення.

Для спостереження за зміною забарвлення паралельно ставлять в аналогічних умовах контрольний дослід, в якому замість спиртового розчину нітрату срібла використовують 5 см³ етанолу.

Проба на бавовняну олію

Принцип методу. Метод дозволяє визначати присутність бавовняної олії в інших рослинних оліях. Госипол, що міститься в олії, навіть в незначній кількості, вступає в реакцію з піридином з утворенням забарвленої сполуки червоного кольору.

Метод чутливий для олій, що містять понад 1% бавовняної олії.

Прилади: ваги лабораторні 4-го класу; масляна баня.

Реактиви: сірка технічна; сірководень-ректифікат; піридин; гідроксид амонію (густиною 0,91 г/см³).

Хімічний посуд: колба конічна ємністю 100 см³; холодильник повітряний завдовжки 50..60 см; термометр; сита з отворами 1 мм; фарфорова ступка з товкачем.

Підготовка до аналізу. Використовувана в аналізі технічна сірка повинна бути очищена. Її подрібнюють і просівають. Змішують 10 частин розтертої сірки з 7 частинами води і 1 частиною гідроксиду амонію. Суміш залишають на 1 год., часто збовтуючи. Потім сірку ретельно промивають

водою, сушать при температурі не вище 30 °С і розтирають в порошок.

Хід роботи. 2 см³ досліджуваної олії і рівна кількість 1 %-ного розчину сірки в сірководень-піридині нагрівають в конічній колбі з повітряним холодильником протягом 5 хв на масляній бані при температурі 115 °С. 1 %-ний розчин сірки готують шляхом розчинення 1 г очищеної сірки в 99 см³ суміші сірководню і піридину у співвідношенні 1 : 1 за об'ємом.

У присутності бавовняної олії суміш швидко забарвлюється в червоний колір. Якщо після 5-хвилинного нагрівання не з'явиться червоне забарвлення, то повторно доливають таку ж порцію розчину сірки і повторюють нагрівання ще 5 хв. Якщо ж суміш не забарвлюється в червоний колір навіть при повторному нагріванні, то це означає відсутність бавовняної олії в аналізованому зразку.

Проба на присутність чайної олії в оливковій олії

Причини методу. Рафінована і дезодорована чайна олія за основними фізико-хімічними показниками близька до оливкової, тому її використовують в деяких випадках для підмішування до оливкової. Специфічні сполуки чайної олії при обробці його сумішшю концентрованих кислот, сірчаної і азотної, надають олії темне забарвлення, роблячи її густою і малорухливою.

Вказані нижче два методи виявлення чайної олії в оливковій дозволяють визначити її вміст від 10 % і більше.

Перший метод

Реактиви: концентрована сірчана кислота; концентрована азотна кислота; дистильована вода.

Хімічний посуд: пробірка діаметром 15 мм і завдовжки 250 мм з шліфом; бюретка ємністю 5 см³.

Хід роботи. У пробірці змішують 4 см³ досліджуваного зразка з сумішшю, що складається з 5 см³ концентрованої сірчаної кислоти, 3 см³ концентрованої азотної кислоти і 3 см³ дистильованої води. Вміст пробірки енергійно струшують і витримують при температурі 5 °С близько 5 хв. Потім при кімнатній температурі спостерігають зміну забарвлення вмісту пробірки: якщо там знаходиться чиста оливкова олія, вона залишається прозорою і має забарвлення солом'яно-жовтого кольору; у присутності чистої чайної олії — через 4...5 год вона стає майже чорною, густою і малорухливою.

У разі присутності чайної олії в оливковій реакційна суміш в пробірці через деякий час каламутніє і набуває коричневого (іноді чорного) забарвлення.

Другий метод

Реактиви і матеріали: хлороформ; оцтовий ангідрид; концентрована сірчана кислота; концентрована азотна кислота; безводний діетиловий ефір; інд.

Хімічний посуд: пробірка діаметром 15 мм і завдовжки 250 мм; пінегти місткістю 1 і 2 см³ з ціною поділки 0,1 см³; піпетка ємністю 10 см³.

Хід роботи. До пробірки вносять 0,8 см³ оцтового ангідриду, 1,5 см³ хлороформу і 0,2 см³ концентрованої сірчаної кислоти. Пробірку з сумішшю охолоджують в льодяній воді до температури 5 °C. Далі вносять до пробірки 7 крапель досліджуваної олії і суміш витримують при цій температурі 5 хв. При наяві помутніння додають краплями оцтовий ангідрид і струшують пробірку після додавання кожної краплі. Потім доливають в пробірку 10 см³ охолодженого до +5 °C безводого діетилового ефіру. Вміст пробірки струшують, опускають в склянку з холодною водою (+5 °C) і спостерігають за зміною забарвлення розчину.

У присутності чайної олії вміст пробірки забарвлюється в червоний колір, що не зникає протягом 1 хв. В деяких випадках червоне забарвлення з'являється миттєво ще перед додаванням ефіру, через деякий час колір змінюється до темно-зеленого, потім до чорного.

Проба на абрикосову, персикову і мигдалеву олії

Принцип проби. За своїми фізико-хімічними показниками абрикосова, персикова і мигдалева олії близькі між собою. Проте їх можна ідентифікувати спеціальними пробами. Присутність в оліях кісточкових специфічних сполук може давати кольорові реакції при обробці їх сумішшю концентрованих кислот сірчаної, азотної і реагентом фтороглюцином в діетиловому ефірі. За характерним забарвленням, що з'явилось, можна судити про наявність таких олій як мигдалева, абрикосова, персикова.

Реактиви і матеріали: концентрована азотна кислота, концентрована сірчана кислота, розчин фтороглюцину в діетиловому ефірі 0,1%-ної концентрації; дистильзована вода.

Хімічний посуд: пробірки ємністю 10 і 20 см³; мікробюретки з ціною поділки 0,1 см³ ємністю 1 і 5 см³; циліндр вимірювальний місткістю 10 см³.

Хід роботи. Безпосередньо перед дослідом змішують рівні за масою кількості концентрованих кислот азотної, сірчаної і дистильзованої води. У пробірку місткістю 10 см³ поміщають 5 см³ досліджуваної олії і 1 см³

приготовленої суміші кислот. Вміст пробірки енергійно струшують і залишають на декілька хвилин, спостерігаючи за зміною забарвлення рідини. У присутності чистої мигдалевої олії забарвлення не змінюється; у присутності абрикосової олії з'являється яскраво-рожеве забарвлення, а персикової – блідо-рожеве. Свіжі олії викликають появу інтенсивнішого забарвлення, ніж олії, що зберігалися тривалий час.

Ця проба дає сумінні результати, якщо в абрикосовій олії міститься менше 50% мигдалевої олії.

Виявлення малих кількостей (до 5%) абрикосової олії в мигдалевій можна здійснювати таким чином.

У пробірку місткістю 20 см³ додають 5 см³ досліджуваного зразка, 5 см³ концентрованої азотної кислоти і вміст пробірки енергійно струшують. Потім в пробірку доливають 3 см³ 0,1 %-ного розчину флороглюцину в дієтиловому ефірі і спостерігають за зміною забарвлення рідини.

В присутності абрикосової олії через 5 хв з'являється червоноувато-оранжеве забарвлення. Персикова олія в цьому випадку дає коричнево-жовте забарвлення. Проте при використанні даної проби необхідно мати на увазі, що чиста оливкова і соняшникова олія, що зберігалися тривалий час, можуть давати таке ж забарвлення, як і абрикосова олія.

Проба на присутність синильної кислоти в оліях з плодових кісточок і мигдалю

Принцип проби. Грунтуються на появі синього або блакитного забарвлення рідини чи фільтрувального паперу у разі присутності синильної кислоти в досліджуваних зразках.

Прилади: водяна баня.

Реактиви і матеріали: папір фільтрувальний; вода дистильювана; кислота сірчана, 10 %-ний розчин; гідроксид натрію, 2 %-ний розчин; залізо сірчанокисле, насичений розчин; залізо хлорне, 1 %-ний розчин; кислота соляна, концентрована.

Хімічний посуд: колби конічні місткістю 50 і 100 см³; циліндри вимірювальні місткістю 10 см³; чашки фарфорові діаметром 10 см.

Хід роботи. 5 см³ досліджуваної олії вносять в конічну колбу, туди ж доливають 5 см³ 10 %-го розчину сірчаної кислоти. Колбу нещільно закривають корком з щілиною в нижній частині корка по діаметру. У щілину вставляють смужку фільтрувального паперу шириною 1 см і такої довжини,


щоб нижній край смужки, змочений однією краплею розчину гідроксиду натрію, знаходився на 1... 1,5 см над рівнем рідини. Колбу закривають корком із вставленою смужкою і весь прилад поміщають на 15 хв у киплячу водяну баню. Після цього колбу знімають, кінчик смужки, змочений до нагрівання розчином гідроксиду натрію, відрізають і поміщають у фарфорову чашку. На папір в чащі наносять краплю насиченого розчину сірчанокислого заліза і нагрівають на водяній бані 1 хв. Потім на папір в чащі наносять одну краплю хлорного заліза і одну краплю концентрованої соляної кислоти.

Поява синього або блакитного забарвлення рідини чи паперу говорить про присутність синильної кислоти в досліджуваному зразку олії.

Лабораторна робота № 14

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЖИРІВ ЩО МІСТЯТЬ СЕЗАМОЛ І ЙОГО ПОХІДНІ

Принцип методу. У нерафінованій кунжутній олії міститься сезамол і сезамолін, який у присутності концентрованої соляної кислоти розщеплюється з утворенням сезамоду і саміну за реакцією:



Сезамол являє собою 3,4-метилен-диоксифенол.

За сезамолом можна легко ідентифікувати не тільки нерафіновану, але і рафіновану, вибілену, дезодоровану і гідровану кунжутну олію. За нею можна виявити також присутність цієї олії в інших харчових жирах.

Проби на кунжутну олію можна здійснити за допомогою оксиметилфурфуролу або фурфуролу.

Проба з оксиметилфурфуролом

Реактиви: цукор або глукоза; концентрована соляна кислота.

Хімічний посуд: колба конічна з пришліфованою шийкою і скляним корком, місткістю 50 см³; піпетки місткістю 10 і 20 см³.

Хід роботи. Готують 1 %-ний розчин цукру або глукози в соляній кислоті, які при взаємодії між собою утворюють оксиметилфурфурол.

У колбу вносять 20 см³ досліджуваної олії і 10 см³ свіжоприготовленого розчину цукру в соляній кислоті. Вміст колби перемішують протягом 1 хв, потім залишають для відділення кислого

розділу від олії.

У разі присутності сесамолу або сесамоліну, який гідролізується кислотою до вільного сесамолу, нижній шар в колбі забарвлюється в яскраво-червоний колір.

Проба з фурфуролом

Чутливість проби з використанням фурфуролу досить велика і дозволяє виявити, починаючи з 0,25 %, кунжутної олії в інших оліях і жирах. Чутливість методу може бути підвищена (при менших кількостях кунжутної олії) за рахунок збільшення додавання фурфуролу.

Реактиви і матеріали: кислота соляна, концентрована; розчин фурфуролу в етанолі (2 см³ фурфуролу на 100 см³ 95 %-ного спирту); вода дистильована.

Хімічний посуд: пробірки діаметром 25 мм і завдовжки 250 мм з пришліфованою шийкою; піпетка з поділками 0,02 см³ місткістю 1 см³; циліндри вимірювальні місткістю 10 і 100 см³.

Хід роботи. У пробірці змішують 10 см³ дослідженого зразка з рівним об'ємом концентрованої соляної кислоти. До отриманої суміші з піпетки додають 0,1 см³ розчину фурфуролу в етанолі. Пробірку закривають корком і енергійно струшують 30 с. Відразу ж після розшарування емульсії, що утворилася, спостерігають за зміною забарвлення нижнього кислотного шару. Якщо нижній шар забарвився в червоний колір, додають 10 см³ води, вміст пробірки збовтують і повторно спостерігають за забарвленням нижнього шару.

У разі присутності кунжутної олії в пробі червоне забарвлення кислого розчину не зникає.

Деякі сорти оливкової олії (африканська і іспанська) також дають рожеве забарвлення при обробці фурфуролом, яке зникає при додаванні води.

Описана проба застосовується для виявлення негідратованої і гідратованої кунжутної олії в зразках.

Якісна реакція на кунжутну олію

Принцип методу. Власне кунжутна олія або наявність її в суміші рослинних олій навіть 0,5% може бути виявлена за допомогою якісної реакції, в результаті якої фурфурол змінить своє забарвлення.

Реактиви: петролейний ефір; соляна кислота (густина 1,1885 г/см³); 1

%-ний спиртовий розчин фурфуролу.

Хімічний посуд: колба конічна місткістю 100 см³; піпетки на 5 і 10 см³; мікробюретка з ціною поділки 0,01 см³ на 2 см³.

Хід роботи. Близько 5...5,5 см³ досліджуваної олії або суміші олій поміщають в конічну колбу, розчиняють в 5 см³ петролейного ефіру, додають 5 см³ соляної кислоти, 0,1 см³ спиртового розчину фурфуролу і суміш збовтують протягом 30 с. Після відстоювання кислотний шар (нижній) забарвлюється в червоний колір при вмісті кунжутної олії більше 1 %; при вмісті від 0,5 до 1,0 % – в рожевий колір; за відсутності кунжутної олії – в жовтий або жовто-коричневий колір.

Проба на присутність кунжутної олії в маргарині

Принцип методу. Барвники маргарину знижують якість проведення кольорових якісних реакцій на присутність кунжутної олії в маргарині із застосуванням фурфуролу або оксиметилфурфуролу, оскільки вони дають яскраві червоні забарвлення з соляною кислотою. Тому з маргарину заздалегідь видаляють барвники шляхом промивання проби соляною кислотою до зникнення забарвлення кислоти, а потім визначають в цій пробі присутність кунжутної олії.

Прилади: ваги лабораторні 4-го класу точності; водяна баня.

Реактиви: кислота соляна концентрована; ефір петролейний висококиплячий (70...80 °C); хлорид олова, сухий; хлорид олова, 20 %-ний розчин; хлороводень (газ).

Хімічний посуд: пробірки діаметром 20 мм, завдовжки 250 мм; циліндри вимірювальні ємністю 10 і 100 см³.

Хід роботи. Для видалення барвника з маргарину розчиняють 3 г зразка в 10 см³ петролейного ефіру і розчин добре збовтують з рівним об'ємом соляної кислоти, що містить хлорид олова (1 см³ 20 %-го розчину хлориду олова на 100 см³ соляної кислоти). Суміш нагрівають на водяній бані до зникнення червоного забарвлення, потім охолоджують і визначають в ній присутність кунжутної олії за однією з методик, описаних вище. Проте надійніші результати дає якісна проба, яка описана нижче.

У пробірці розчиняють 5 г досліджуваного зразка в 10 см³ висококиплячого петролейного ефіру і додають 2,5 см³ розчину, що складається з 40 г хлориду олова і 20 см³ соляної кислоти (суміш додатково насичують хлороводнем). Вміст пробірки енергійно струшують до утворення

однорідної смулції і поміщають пробірку у водяну баню, нагріту до 40 °С. Чекають розділення суміші на два шари, потім занурюють пробірку на 3 хв у воду, нагріту до 80 °С. У воду занурюють тільки ту частину пробірки, в якій знаходиться кислий розчин хлориду олова, не допускаючи закипання петролейного ефіру.

За наявності у зразку кунжутної олії нижній шар в пробірці забарвлюється в малиновий або вишнево-червоний колір.

ДОДАТКИ

Таблиця 1

Густина води при температурі від 0 до 30°C

Градуси, °C	Десяті долі градусів				
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
0	0,999868	0,999875	0,999881	0,999887	0,999893
1	927	931	936	941	945
2	968	971	974	977	980
3	992	994	995	996	997
4	1,000000	1,000000	999	999	999
5	0,999992	0,999990	0,999988	0,999986	0,999984
6	968	965	962	958	954
7	929	925	920	915	910
8	876	870	864	857	851
9	808	801	794	786	778
10	728	719	710	701	691
11	633	622	612	602	591
12	525	513	502	490	478
13	404	391	378	365	352
14	271	257	243	229	215
15	126	111	096	081	065
16	0,998970	0,998954	0,998937	0,998921	0,998904
17	802	785	767	750	732
18	623	605	586	567	548
19	433	414	394	374	354
20	232	212	191	170	149
21	021	0,997999	0,997977	0,997956	0,997933
22	0,997799	776	754	731	707
23	567	544	520	496	472
24	326	301	276	251	226
25	074	048	022	0,996997	0,996971
26	0,996813	0,996786	0,996759	733	706
27	542	515	487	459	431
28	262	234	205	177	148
29	0,995973	0,995944	0,995911	0,995885	0,995855
30	676	645	615	585	554

Таблиця 2

Густини води при температурі від 0 до 30°C

Градуси °C	Десяті долі градусів				
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	0,999899	0,999905	0,999916	0,999911	0,999922
1	949	953	957	961	964
2	982	984	987	989	990
3	998	999	999	1,000000	1,000000
4	998	997	996	0,999995	0,999993
5	0,999981	0,999979	0,999977	974	971
6	951	947	943	938	934
7	904	899	894	888	882
8	844	837	830	823	816
9	770	756	753	745	736
10	682	672	663	653	643
11	580	569	558	547	536
12	466	454	441	429	417
13	339	326	312	299	285
14	200	186	171	156	141
15	050	034	018	002	0,998986
16	0,998888	0,998871	0,998854	0,998837	819
17	714	690	678	660	642
18	529	510	491	472	453
19	334	314	294	273	253
20	128	107	085	064	043
21	0,997911	0,997889	0,997867	0,997844	0,997822
22	648	661	638	614	591
23	448	423	399	375	350
24	201	176	150	125	099
25	0,996944	0,996918	0,996892	0,996866	0,996839
26	679	651	624	597	570
27	403	375	347	319	291
28	119	090	061	032	003
29	0,995826	0,995796	0,995766	0,995736	0,995706
30	523	493	462	431	400

Таблиця 3

**Залежність густини деяких розчинників
від температури**

Розчинник	густина (kg/m^3) при температурі, $^{\circ}\text{C}$						
	0	10	20	30	40	50	60
Ацетон	812,5	801,4	790,5	779,3	768,2	756,0	—
Бензол	900,0	889,5	879,0	868,5	857,6	846,6	835,7
Гексан	676,9	668,4	659,5	650,5	641,2	631,8	622,1
Гліцерин	1273,4	1267,1	1261,3	1255,4	1249,0	1242,0	1235,9
Метанол	810,0	800,8	791,5	782,5	774,0	765,0	755,5
Хлороформ	1526,4	1507,7	1489,0	1470,6	1450,9	1433,4	1411,4
Етанол	806,3	797,9	789,6	781,0	772,2	763,2	754,1
Діетиловий ефір	736,2	724,8	713,5	701,9	689,4	677,5	665,8

Таблиця 4

Поправка f , що використовується при ідентифікації жирів за температурою помутніння розчину жиру

Найменування олій або жиру	f	Температура помутніння нейтрального жиру, $^{\circ}\text{C}$
Кокосова	1,00	33,6
Пальмоядрова	1,00	40,0
Жир вершкового масла (молочний)	0,77	46,0
Перилова	1,02	60,3
Ліяна	1,02	62,4
Соняшникова	1,02	64,0
Бавовняна	1,01	65,2

продовження таблиці 4

Соєва	1,02	67,0
Кукурудзяна	1,01	68,2
Кунжутна	1,01	68,1
Оливкова	1,04	69,0
Мигдальна	1,04	70,1
Яловичий жир	1,06	72,7
Арахісова	1,04	74,3
Тунгова	1,02	75,8
Олія какао	0,86	76,0
Ріпакова	0,80	83,3

Таблиця 5
Вміст сквалену в різних жирах і оліях

Найменування олії (жиру)	Вміст сквалену в мг на 100 г жиру	Найменування олії (жиру)	Вміст сквалену в мг на 100 г жиру
Какао	Не виявлено	Соєва	7...17
Кокосова	2	Чайна	8...16
Лард(лярд)	3	Соняшникова	8...19
Кунжутова	3	Арахісова	13..49
Лляна	4	Кукурудзяна	19.36
Бавовняна	4...12	Мигдалева	21
Гірчична	7	Ріпакова	28
Виноградна	7	Китова	35
Жир молока (вершковий)	7	З рисових вісівок	332
Яловичий жир	10	Оливкова	136...708

Таблиця 6

Вплив температури на розчинність касторової олії в петролейному ефірі різного фракційного складу

Temperatura кипіння петролейного ефіру, °C	Маса касторової олії в г, розчиненої в 100 см ³ розвинника		
	при 20°C	при 30°C	при 40°C
35...50	1,58	2,57	
50...65	2,00	2,66	4,70
65... 80	2,38	3,74	7,09
80... 100	3,52	5,97	8,19
100...125	4,96	11,10	17,90

Таблиця 7

Значення показника "масова частка сірки" для ріпакової олії і жирових продуктів на її основі

Вид олії і її призначення	Норма, млн ⁻¹ (мг/кг), не більше
1. Для переробки на харчові продукти: нерафінована першого гатунку	30
рафінована недезодорована: - що направляється на гідратацію	6
- що направляється на дезодорацію	15
2. Для технічних цілей: нерафінована другого гатунку	50
рафінована недезодорована, що направляється на гідратацію	6
3. У готових жирових продуктах: суміші рослинних олій	1,0
маргарин і кулінарні жири	1,5

Таблиця 8

Допустимі рівні вмісту токсичних елементів
у рослинних оліях для безпосереднього вживання
в їжу і для переробки на харчові продукти

Найменування продукту	Елементи, мг/кг, не більше					
	свинець	кадмій	ртуть	мідь	залізо	міш'як
Рослинні олії	0,1	0,05	0,03	0,50	5,0	0,1

Таблиця 9

Спектральні характеристики світлофільтрів колориметра
фотоелектричного концентраційного КФК-2

Маркування на диску	Маркування світлофільтру	Довжина хвилі, відповідна максимуму пропускання, нм	Ширина смуги пропускання, нм
1	315	315±5	35±15
2	364	364±5	25±10
3	400	400±5	45±10
4	440	440±10	40±15
5	490	490±10	35±10
6	540	540±10	25±10
7	590	590±10	25±10
8	670	670±5	20±5
9	750	750±5	20±5
10	870	870±5	25±5
11	980	980±5	25±5

Таблиця 10

Порядок виходу метилових ефірів кислот і їх відносні об'єми
утримування (V_r^{std})

Метилові ефіри кислот	V_r^{std}
1. Тетрадеканова (міристинова)	0,3
2. Гексадеканова (пальмітинова)	0,5
3. Гексадеценова (пальмітолеїнова)	0,8
4. Октадеканова (стеаринова)	1,0
5. Октадеценова (олеїнова)	1,1
6. Октадекадієнова (лінолева)	1,3...1,4
7. Октадекатріниова (ліноленова)	1,7... 1,8
8. Ейкозанова (арахінова)	1,9
9. Ейкозенова (гондоїнова)	2,1
10. Ейкозадієнова	2,5...2,6
11. Докозанова (бегенова)	3,6
12. Докозенова (ерукова)	3,9
13. Докозадієнова	4,6

ЛІТЕРАТУРА

1. Хімія жиров / Б. Н. Тютюнников, Ф. Ф. Гладкий, З. І. Бухштаб і др. – М.: Колос, 1992. – 448 с.
2. Хімія ліпідів / Р. П. Евстигнеєва, Е. Н. Звонкова, Г. А. Серебренникова і др. – М.: Хімія, 1983. – 296с.
3. Стопський В. С, Ключкін В. В Андреев Н. В. Хімія жиров и продуктів переробки жирового сыр'я. — М.: Колос, 1992. – 286 с.
4. Арутюнян Н. С, Корнена Е. П. Фосфоліпіди растітельних масел. — М.: Агропромиздат, 1986. – 255 с.
5. Лабораторний практикум по технології переробки жиров / Н. С. Арутюнян, Л. И. Янова, Е. А. Арищева и др.– М.:Агропромиздат, 1991.-160 с.
6. Лабораторний практикум по технології виробництва растітельних масел / В. М. Копейковский, А. К. Мосян, Л. А. Мхітарянц і др. — М.: Агропромиздат, 1990. – 191 с.
7. Арутюнян Н. С, Арищева Е. А. Лабораторний практикум по хімії жиров. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 176 с.
8. Кейтс М. Техника липидології. – М.: Мир, 1975. – 322 с.
9. Бергельсон Л. Д. Препартивна хімія ліпідів. – М.: Наука, 1984.-243 с.
10. Сирье и продукты пищевые. Методы определения токсичных элементов. — М.: Изд-во стандартов, 1994. – 126 с.
11. Сирье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов – Минск:Изд-во стандартов, 1995.-16 с.
12. Щербаков В. Г. Технология получения растительных масел. – М.: Колос, 1996. – 207 с.
13. Щербаков В.Г. Технохіміческий контроль жиров и жирозаменителей. -- М.: Колос, 1996. – 207 с.
14. Кравців Р.Й., Паска М.З., Ошипок І.М., Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із дисципліни хімія ліпідів та їх похідних./ ЛНУВМ ім. С.З. Гжицького. -- Львів, 2005. – 60с.

Зміст

Вступ.....	3
Правила техніки безпеки під час виконання	
лабораторних робіт.....	4
Методи дослідження супутніх ліпідів.....	7
Тема: Дослідження фосфоліпідів	
Лабораторна робота №1. Методи препаративного виділення	
фосфоліпідів золій.....	7
Лабораторна робота №2. Визначення масової частки	
фосфоліпідів у оліях експрес-методом.....	11
Лабораторна робота №3. Визначення масової частки	
фосфоромісних речовин в оліях.....	14
Дослідження восків та воскоподібних речовин	
Лабораторна робота №4. Визначення масової частки восків і	
воскоподібних речовин.....	20
Лабораторна робота №5. Визначення масової частки восків і	
воскоподібних речовин прискореним методом.....	23
Дослідження неомилених ліпідів	
Лабораторна робота №6. Визначення масової частки неомилених	
ліпідів.....	26
Дослідження сірки в олії родини хрестоцвітих	
Лабораторна робота №7. Визначення масової частки сірки в	
ріпаковій олії.....	29
Дослідження ерукової кислоти	
Лабораторна робота №8. Визначення масової частки ерукової	
кислоти в ріпаковій олії.....	35
Тема: Методи ідентифікації олій та жирів.....	37
Лабораторна робота №9. Ідентифікація жирів за температурою	
помутніння їх розчинів.....	38
Лабораторна робота №10. Ідентифікація жирів за вмістом сквалену.....	40
Лабораторна робота №11. Ідентифікація олій родини хрестоцвітих.....	43
Лабораторні сімейства №12. Ідентифікація жирів риб і морських тварин.....	46
Лабораторна робота №13. Якісні проби на деякі олії.....	49
Лабораторна робота №14. Ідентифікація жирів, що містять	
сезамол і його похідні.....	55
Додатки.....	59
Література.....	66
Зміст.....	67

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНІ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО

Кравців Р.Й., Ощипок І.М., Паска М.З., Галух Б.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Хімія ліпідів та їх похідних” для студентів факультету харчових технологій за спеціальністю 7.091.705 – „Технологія жирів і жирозамінників”. – Львів, 2009. – 68 с.

Упорядник:
Галух Богдан Іванович

Навчально – методичне видання

Друкується без оголошень

Підписано до друку 14.09.2009. Формат 60x84¹/₁₆.
Папір офсетний. Тираж 50 прим.

Віддруковано на різографі в ЛКТ ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького
79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50.
Тел.: (032) 239-26-34.